



カーディナルヘルス 経腸栄養製品 カタログ

Leading the way in enteral feeding

カーディナルヘルスは 栄養デバイスメーカーとして 医療の様々な場面でサポートします


CONTENTS

Enteral Nutrition System	2
栄養療法の選択	2
急性期	3
慢性期・回復期	5
在宅・療養	7
カーディナルヘルスの静脈栄養関連製品	9
経腸栄養デバイスのお問い合わせ先	11
製品情報	13


Enteral Nutrition System

経腸栄養システム

カーディナルヘルスのKangaroo™ 経腸栄養システムは、胃瘻や経鼻栄養チューブなどの栄養アクセス製品から経腸栄養ポンプ、栄養ボトルなどの栄養デリバリー製品までトータルシステムとしてご用意しています。在宅から病院まで、また小児から成人まで幅広くご使用いただける製品とサービスを取り揃えております。



栄養療法の選択



急性期



栄養剤の投与でお困りのことはございませんか？



カンガルー OMNI ポンプができること

- 標準粘度栄養剤から高粘度栄養剤まで様々なニーズに対応する経腸栄養ポンプです。胃食道逆流や下痢を予防する上で、適切な栄養剤選択にお役立ていただけます。
- フィード&フラッシュ機能は、自動化されたフラッシュ機能で、適切な水分投与、チューブ閉塞予防をサポートします。
- 取り扱いが簡単なカセット式投与セットで、簡単にはめることが可能です。
- ±5%の流量精度* 重症患者や小児にも安心して使えるような高い精度です。
*高粘度栄養剤用セットは±10%
- 本体は重量530gで安心の20時間駆動のバッテリーを搭載し、持ち運びしやすいラバーハンドルで携帯性を高めました。
- ポンプ本体はIP26*に設定しています。流水でのお手入れが可能です。
*IP26：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない（耐水形）
- 約2分でポンプテストが完了するため、スムーズな定期点検を実施できます。
- 3年間のメーカー保証が付いておりますので、安心してお使いいただけます。







カンガルー経腸栄養チューブができること



W-EDチューブ ショートタイプ


- 1本で栄養投与と胃の減圧が可能です。
- 侵襲時や術直後は胃内容物の除去を行い、その後栄養コネクタを装着することで栄養剤投与をすることが出来ます。
- 体内留置されるチューブは可塑剤を含まない無可塑ポリ塩化ビニルの材質で、留置中の硬化がしにくいです。
- スタイレットにより、スムーズな挿入が可能です。



ジェジュノストミイ カテーテル

- 開腹術後の腸瘻造設用カテーテルにより、術後早期の経腸栄養投与可能です。
- 先端開口で側孔の無いカテーテルは、フラッシュの効果を高め、経腸栄養剤のカード化現象（カテーテル内で栄養剤の成分が凝固して詰まってしまう状態）によるカテーテル閉塞が起きにくい形状になっています。





栄養剤の投与でお困りのことはございませんか？



カンガルー OMNI ポンプが できること

- 標準粘度栄養剤から高粘度栄養剤まで様々なニーズに対応する経腸栄養ポンプです。胃食道逆流や下痢を予防する上で、適切な栄養剤選択にお役立ていただけます。
- 取り扱いが簡単なカセット式投与セットで、簡単にはめることが可能です。
- 本体は重量530gで安心の20時間駆動のバッテリーを搭載し、持ち運びしやすいラバーハンドルで携帯性を高めました。
- ポンプ本体はIP26*に設定しています。流水でのお手入れが可能です。
*I26：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない（耐水形）
- 3年間のメーカー保証が付いておりますので、安心してお使いいただけます。






カンガルー経腸栄養カテーテルができること



ニュー エンテラル フィーディング チューブ／ ニュー トリフロー フィーディング チューブ

- 標準粘度栄養剤から高粘度栄養剤まで様々な栄養剤投与が可能です。
- 無可塑剤ポリ塩化ビニル製のニュー エンテラル フィーディング チューブは、先端の錘とスタイレットでスムーズな挿入を実現します。
- 体内留置されるチューブは可塑剤を含まない無可塑ポリ塩化ビニルの材質で、留置中に硬くなりにくいです。
- ポリウレタン製のニュー トリフロー フィーディング チューブは、排出口を斜めにした大きな側孔で栄養剤が排出されやすく、凝塊を生成しにくいいため、詰まりを軽減します。
- 挿入者や患者に合わせて選択できるよう2種類のチューブの用意があります。チューブ内のスタイレットと先端の錘によりスムーズな挿入をサポートします。




カンガルー PEGシリーズができること

- セルジンガーテクニックによる胃瘻造設キットで、経鼻内視鏡での手技が可能のため、患者の負担軽減できます。
- 留置カテーテルが口腔咽頭・消化管を通過しないため、術後の創部感染リスクが低減できます。
- 穿刺は細径1.8mm (15G)で行い、拡張は出血リスクが少ないユニコーン型ダイレータで行います。
- 長期留置タイプのバンパー型ボタンを一期的に挿入することが可能です。



ユニコーン型ダイレータ





栄養剤の投与でお困りのことはございませんか？



カンガルー OMNI ポンプができること

- 高粘度の栄養剤投与が可能な経腸栄養ポンプです。ミキサー食や流動食も投与できます*。
*均質で滑らかな粘性であることを確認してください。
- 在宅で便利なテーブルスタンドとバックパックがあります。
- 長時間投与にも安心な20時間駆動のバッテリーを搭載しています。
- 3年間のメーカー保証が付いておりますので、安心してお使いいただけます。



栄養剤投与にご使用できるカンガルー栄養バッグ、投与セット

EDバッグ

- 自然滴下用の栄養バッグです。薬液の注入口が広く、充填しやすい設計です。
- 特殊なロック機構により、注入口を簡単に閉じることができます。

カンガルーボタンII用投与セット

- 持続投与セット、ボーラス投与セット、ボーラス投与セットショートタイプがあり、患者の状態に応じて選択が可能です。
- 高粘度栄養剤投与時にショートタイプを使用すると注入抵抗が軽減されます。
- 投与セットは単品でも販売しています。




EDバッグ

単品で販売しています。



ボーラス投与セット
ショートタイプ (15cm)



カンガルーボタンII用
投与セット



カンガルー PEGシリーズができたこと

カンガルーボタンII

- 挿入、抜去しやすい一方、抜かれにくいバンパー形状で自己抜去リスクを低減します。
- グリップスターとエクステンダーで伸展ロックされるバンパーは、挿入、抜去をスムーズに行えます。
- ロープロファイルのバンパーは、胃粘膜への刺激を低減します。
- ガイドワイヤでつなげました。それにより瘻孔保持が可能となり、より安全な交換手技を提供します。





GB胃瘻バルーンカテーテル

- 30日間、バルーン水の入れ替えが不要です。
- GBバルーンは、特殊加工のガスバリア性ガードによって、バルーン内圧を安定させることで水抜けを最小限に抑えるシリコンバルーンです。
- 胃内へバルーン挿入後、チューブ先端に装備されたリング形状のバルーンが胃壁を守り、損傷を軽減します。



〈GB胃瘻バルーン〉




〈従来型胃瘻バルーン〉



カーディナルヘルスの静脈栄養関連製品

バスキュラーアクセスデバイス選択のアルゴリズム¹⁾



CDC ガイドライン 2011

静脈投与期間が6日を超えると想定される場合は、ショートタイプの末梢静脈カテーテルの代わりにミッドラインカテーテルまたは末梢挿入型中心静脈カテーテル (PICC) を使用すること (カテゴリー II)²⁾


PIVC Peripheral Intravenous Catheter 末梢静脈留置針
Midline Midline Catheter
PICC Peripherally Inserted Central venous Catheter
CVC Central Venous Catheter
CV Port Central Venous Port



カーディナルヘルス静脈栄養デバイスについての詳細はこちらをご参照ください。

1. Simonov M, Pittiruti M, Rickard CM, Chopra V. Navigating venous access: a guide for hospitalists. J Hosp Med. 2015 Jul;10(7):471-478
2. O'Grady, N. P. et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin. Infect. Dis. 52, e162-e193 (2011).


CVC



穿刺部位	内頸静脈/鎖骨下静脈/大腿静脈等
カテーテル先端位置	中心静脈
製品名	SMAC プラス マイクロニードル タイプ

- 22Gディンプル付金属穿刺針で、より安全で低侵襲なカテーテル留置をサポートします。
- 深度を限定できる穿刺針・ダイレータで挿入に伴う機械的合併症減少に貢献します。
- 造影剤の高圧注入が可能な耐圧タイプがあります。


Midline



穿刺部位	上腕尺側皮静脈等
カテーテル先端位置	腋窩静脈近傍
製品名	Midline カテーテル

- 高頻度で発生する末梢静脈カテーテルの合併症（皮下漏れや血管痛等）の低減や頻回穿刺の機会の低減が期待できる安定した静脈ルートです。
- CVC、PICCと同様の手技（セルジンガー法）で留置できます。
- 患者にあわせた適切なバスキュラーアクセスデバイスの選択を可能にします。


PICC



穿刺部位	上腕尺側皮静脈等
カテーテル先端位置	中心静脈
製品名	PICCキット

- シングル・トリプルルーメンを揃え、様々な輸液療法に対応します。
- ガイドワイヤを先行させるセルジンガー方式で高い挿入性を実現します。
- 造影剤高圧注入が可能な耐圧タイプ、抗血栓性を発現させる合成高分子コーティングタイプ、必要物品を同梱したフルキット等豊富なラインナップがあります。
- 皮膚切開のないダイレーションで刺入部出血を軽減します。

CV-Port



穿刺部位	鎖骨下静脈/内頸静脈等
カテーテル先端位置	中心静脈
製品名	マイクロニードル ポート

- クローズドエンドタイプは、アラミド繊維で補強されたシリコーン製カテーテルで、「ピンチオフによるカテーテル離断」の発生リスクを低減します。
- 銀系無菌抗菌剤を混練したシルバータ입では留置中の感染症予防にも貢献します。
- オープンエンドタイプは、ブレード入りでキンクに強い6Fr. ポリウレタンカテーテルです。
- シースを使わないシンプルな挿入手技（セルジンガー法）で、留置時の空気塞栓と出血のリスクを低減します。

経腸栄養ルートのトータルコーディネーターです

経腸栄養デバイスはカーディナルヘルスにご相談ください



カスタマーサポートセンター

- 機器のトラブル
- 製品スペック
- 営業への連携
- サンプル・見積り

お電話でのお問い合わせ

TEL 0120-917-205



製品情報サイト

- 管理マニュアル
- 他施設の事例
- 添付文書



医療関係者向け
製品情報サイト



継続した情報提供

- 最新ニュース
- For NP/特定看護師
- セミナー情報



メルマガ登録



ハンズオントレーニング

- シミュレータを用いたチューブ挿入



クリニカルセミナー

- 専門アドバイザーによる
Clinical Academia



テクニカルトレーニング


- カンガルーポンプシリーズ

医師/看護師/NST向けの
勉強会・トレーニングなどにご利用ください
ご希望の方にはメルマガ等も配信しています

より安全に、より適切にご使用いただくためのお役立ち資料



適切な胃ろう管理のために
PEG (胃ろう) ケアハンドブック



PEG スキンケア ポケットブック



安全な経鼻栄養チューブ管理のために
経鼻栄養チューブ (ISO80369-3)
ハンドブック 第2版

経鼻栄養チューブの挿入と管理

この動画では医療安全全国共同行動の推奨対策と日本医療安全調査機構からの提言に準拠した経鼻栄養チューブの挿入方法、確認と管理の手順をご紹介します。


医学監修

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
リハビリテーション科 診療科長

藤谷 順子 先生


医療法人琴仁会 光生病院 内科

喜田 裕也 先生



Kangaroo™ カンガルー™ セルジンガー PEGキット 使用手順

この動画ではカンガルー™ セルジンガー PEGキットの使用手順をご説明しています。



撮影協力・監修


医療生活協同組合やまがた 鶴岡協立病院

高橋 美香子 先生



Kangaroo™ カンガルーボタン™ II 使用手順

この動画ではカンガルーボタン™ IIの使用手順をご説明しています。



撮影協力・監修

医療生活協同組合やまがた 鶴岡協立病院

高橋 美香子 先生



カンガルー OMNI™ ポンプ

カンガルー OMNI™ ポンプ

カタログ番号	製品名	包装
585400	カンガルー OMNI ポンプ	1

カンガルー OMNI™ ポンプセット

カタログ番号	製品名	包装
B5FD	カンガルー OMNI ポンプセット 500mLフィードセット	30セット/箱
B10FD	カンガルー OMNI ポンプセット 1,000mLフィードセット	30セット/箱
B10FF	カンガルー OMNI ポンプセット フィード&フラッシュセット	30セット/箱
RTHFD	カンガルー OMNI ポンプセット RTHアダプタセット	30セット/箱
E10FDR	カンガルー OMNI ポンプセット 高粘度栄養剤用フィードセット	30セット/箱
E10FFR	カンガルー OMNI ポンプセット 高粘度栄養剤用フィード&フラッシュセット	30セット/箱

アクセサリ

カタログ番号	製品名	包装
385492	カンガルー OMNI ポンプ専用ボールクランプ (角度調整不可)	1
384492	カンガルー ボールクランプ (角度調整可)	1
584491	カンガルー OMNI ポンプ 電源コード	1
384494	車載充電器	1
770037S	カンガルー バックバック S ブラック	1
770037M	カンガルー バックバック M ブラック	1
385495	カンガルー テーブルスタンド	1

販売名 : カンガルー OMNI ポンプ
医療機器承認番号 : 30500BZX00190000
一般的名称 : 経腸栄養用輸液ポンプ
JMDNコード : 13209000
クラス分類 : III 高度管理医療機器
特定保守管理医療機器

ニュー エンテラル フィーディング チューブ

タイプ	カタログ番号	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カラーコード
シングルポート	3373-5	1.7 (5Fr)	120	ブルー
	3373-7	2.3 (6.5Fr)		グリーン
	3373-8	2.7 (8Fr)		ブラウン
	3373-10	3.4 (10Fr)		オレンジ
	3373-12	4.1 (12Fr)		ピンク
シングルポート ショートタイプ	3373-5-S	1.7 (5Fr)	80	ブルー
	3373-7-S	2.3 (6.5Fr)		グリーン
	3373-8-S	2.7 (8Fr)		ブラウン
	3373-10-S	3.4 (10Fr)		オレンジ
	3373-12-S	4.1 (12Fr)		ピンク

包装 : 1本毎滅菌済 包装単位 : 10本/箱 再使用禁止

製品規格
一般的名称 : 食道経由経腸栄養用チューブ
販売名 : ニュー エンテラル フィーディング チューブ
医療機器認証番号 : 225AABZX00129000
特定保険医療材料名 : 栄養カテーテル 経鼻用 経腸栄養用
クラス分類 : II 管理医療機器

ニュー トリフロー™ フィーディング チューブ

タイプ	カタログ番号	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カラーコード
シングルポート	3313-5	1.65 (5Fr)	121	ブルー
	3313-7	2.25 (6.5Fr)		グリーン
	3313-8	2.65 (8Fr)		ブラウン
	3313-10	3.35 (10Fr)		オレンジ
	3313-12	4.05 (12Fr)		ピンク

包装 : 1本毎滅菌済 包装単位 : 10本/箱 再使用禁止

製品規格
一般的名称 : 食道経由経腸栄養用チューブ
販売名 : ニュートリフロー フィーディング チューブ
医療機器認証番号 : 224AABZX00193000
特定保険医療材料名 : 栄養カテーテル 経鼻用 経腸栄養用
クラス分類 : II 管理医療機器

W-EDチューブ

カタログ番号	外径 (mm)	長さ (cm)	側孔 (先端部)	側孔 (中間部)
2693-16	5.2 (16Fr)	150	3	側孔数6
				先端からの距離40cm

包装：1本毎滅菌済 ビールバック入り 再使用禁止
包装単位：10本／箱 材質：無可塑剤ポリ塩化ビニル

製品規格
一般の名称 ：消化管用チューブ
販売名 ：W-ED チューブ
医療機器認証番号 ：225AABZX00182000
特定保険医療材料名 ：栄養カテーテル 経鼻用 特殊型
クラス分類 ：II 管理医療機器

W-EDチューブ ショートタイプ

カタログ番号	チューブ外径 (mm)	カラーコード	長さ (cm)	メインルーメン側孔 (個)	サブルーメン側孔 (個)
2793-08S	2.7 (8Fr)	ブラウン	88	2	1
2793-10S	3.4 (10Fr)	オレンジ	88	10	1
2793-12S	4.0 (12Fr)	ピンク	120	9	1
2793-14S	4.7 (14Fr)	ブルー	120	9	1
2793-16S	5.4 (16Fr)	グリーン	120	9	1
2793-18S	6.0 (18Fr)	クリア	120	9	1

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本／箱 再使用禁止

製品規格
一般の名称 ：消化管用チューブ
販売名 ：W-ED チューブ
医療機器認証番号 ：225AABZX00182000
特定保険医療材料名 ：栄養カテーテル 経鼻用 特殊型
クラス分類 ：II 管理医療機器

EDバッグ

カタログ番号	容量 (mL)
36963	1,000

包装：1個毎滅菌済 ビールバック入り 再使用禁止
包装単位：25個／箱
材質：DEHPフリー

製品規格
一般の名称 ：経腸栄養注入セット
販売名 ：ED バッグ
医療機器届出番号 ：22B1X00007NS014A
クラス分類 ：I 管理医療機器

カンガルー経腸栄養ボトル

カタログ番号	容量 (mL)
3613-12P	1,200
3613-6P	600

包装：1個毎滅菌済 包装単位：5個／箱 再使用禁止

製品規格
一般の名称 ：経腸栄養注入セット
販売名 ：カンガルー 経腸栄養ボトル
医療機器届出番号 ：22B1X00007PA002A
クラス分類 ：I 一般医療機器

カンガルー™ セルジンガー PEGキット

セルジンガー PEG™ キット

カタログ番号	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)
3763-2015	6.6 (20Fr)	1.5
3763-2020		2.0
3763-2025		2.5
3763-2030		3.0
3763-2035		3.5
3763-2040		4.0
3763-2045		4.5
3763-2050		5.0
3763-2420	8.0 (24Fr)	2.0
3763-2425		2.5
3763-2430		3.0
3763-2435		3.5
3763-2440		4.0
3763-2445		4.5
3763-2450		5.0
3763-2455		5.5

造設準備キット (胃壁固定具付)

カタログ番号	包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット／箱 再使用禁止	ピールバックトレイ入り	製品規格 一般の名称：長期的使用胃瘻用ボタン 販売名：カンガルー セルジンガー PEG キット 医療機器承認番号：21600BZZ00253000 クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器
3760-S1G			

カンガルーボタン™ II

カンガルーボタン™ II

カタログ番号	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)
3733-1615	5.3 (16Fr)	1.5
3733-1620		2.0
3733-1625		2.5
3733-1630		3.0
3733-1635		3.5
3733-2015	6.6 (20Fr)	1.5
3733-2020		2.0
3733-2025		2.5
3733-2030		3.0
3733-2035		3.5
3733-2040		4.0
3733-2045		4.5
3733-2050		5.0
3733-2420	8.0 (24Fr)	2.0
3733-2425		2.5
3733-2430		3.0
3733-2435		3.5
3733-2440		4.0
3733-2445		4.5
3733-2450		5.0
3733-2455		5.5

包装：1キット毎滅菌済 ブリスターパック入り 再使用禁止
包装単位：1キット／箱
※特定保険医療材料名称 胃瘻カテーテル1 (バンパー型ガイドワイヤあり)

セルジンガー PEG™ キット (胃壁固定具付)

カタログ番号	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)
3763-2015G	6.6 (20Fr)	1.5
3763-2020G		2.0
3763-2025G		2.5
3763-2030G		3.0
3763-2035G		3.5
3763-2040G		4.0
3763-2045G		4.5
3763-2050G		5.0
3763-2420G	8.0 (24Fr)	2.0
3763-2425G		2.5
3763-2430G		3.0
3763-2435G		3.5
3763-2440G		4.0
3763-2445G		4.5
3763-2450G		5.0
3763-2455G		5.5

製品規格
一般の名称：長期的使用胃瘻用ボタン
販売名：カンガルー セルジンガー PEG キット
医療機器承認番号：21600BZZ00253000
クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

カテーテル抜去デバイス (エクステンダー、グリップスター)

カタログ番号	適用サイズ	包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット／箱 再使用禁止
RPL2020	2.0cm用	
RPL2025	2.5cm用	
RPL2030	3.0cm用	
RPL2035	3.5cm用	
RPL2040	4.0cm用	
RPL2045	4.5cm用	
RPL2050	5.0cm用	

カテーテル抜去デバイス (ガイドワイヤ)

カタログ番号	適用外径 (mm)	包装：1本毎滅菌済 包装単位：5本／箱 再使用禁止
3730-7020	6.6 (20Fr)	
	8.4 (24Fr)	

製品規格
一般の名称：長期的使用胃瘻用ボタン
販売名：カンガルー ボタンII
医療機器承認番号：21600BZZ00252000
クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

カンガルーボタン™ II 用 投与セット

カタログ番号	製品名	仕様
3733-50	持続投与セット	長さ60cm
3733-60	ボラス投与セット	長さ30cm
3733-BS15	ショートタイプ	長さ15cm

包装単位：5本／箱 未滅菌品

製品規格
一般の名称：経腸栄養注入セット
販売名：カンガルー ボタンII 用 投与セット
医療機器承認番号：22BIX00007NS005A
クラス分類：Ⅰ 一般医療機器

Argyle™ Fukuroi SMAC™ Plus Micro Needle Type

仕様一覧／ Standard Kit

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル			プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ		
	外径(mm)	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状
1916-06GMZ	1.5 (16G)	14	14	1.0 (20G)	0.93 (20G)	34 67	0.64/ (0.025)	59	J
1916-08GM		20	20		0.75 (22G)		0.44/ (0.018)	60	アングル
1916-08GMJ					0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59	J
1916-08GMZ					0.75 (22G)		0.44/ (0.018)	100	アングル
1916-23GM		60	55		0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	99	J
1916-23GMZ									

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ			
	外径(mm)	断面図	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状	
1912-08WGM	2.5 (12G)		20	20	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44/ (0.018)	60	アングル	
1912-8WGMJ			60	55					59	J	
1912-23WGM									100	アングル	
1915-05WGM	1.7 (15G)		13	13					45		
1915-08WGM			20	20					60		
191206WGMZ	2.5 (12G)		14	14		0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59	J	
191208WGMZ			20	20							
191223WGMZ			60	55					99		

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

トリプルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ		
	外径(mm)	断面図	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状
1912-08TGM	2.5 (12G)		20	20	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44/ (0.018)	60	アングル
1912-8TGMJ			60	55					59	J
1912-23TGM									100	アングル
1915-05TGM	1.7 (15G)		13	13					0.93 (20G)	
191206TGMZ	2.5 (12G)			14		14		59		J
191208TGMZ		20		20						
191223TGMZ		60		55		99				

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル			プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ			糸付縫合針	持針器
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状		
1916-08GMF	1.5 (16G)	20	20	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44/ (0.018)	60	アングル	曲針 ナイロン糸	1
191608GMJF					0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59	J		
191608GZMF											

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：6キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ			糸付縫合針	持針器
	外径(mm)	断面図	タイプ(cm)	有効長(cm)	外径(mm)	外径(mm)	針管長(mm)	外径(mm/インチ)	長さ(cm)	先端形状		
191208WGMF	2.5 (12G)	14G相当	20	20	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44/ (0.018)	60	アングル	曲針 ナイロン糸	1
191223WGMF		17G相当	60	55					100			
191508WGMF	1.7 (15G)	17G相当 20G相当	20	20					60			
191223WZMF	2.5 (12G)	14G相当	60	55		0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	99	J		
19128WGMJF		17G相当	20	20		0.75 (22G)		0.44/ (0.018)	59	アングル		
19128WGMNF						0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59			
19128WGZMF						0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59	J		

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：6キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止


トリプルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ			糸付縫合針	持針器
	外径 (mm)	断面図	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状			
191208TGMF	2.5 (12G)		20	20	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44/ (0.018)	60	アングル	曲針 ナイロン糸	1
191223TGMF			60	55					100			
19128TGMJF			20	20					59	J		
19128TGMNF									60	アングル		
19128TGZMF						0.93 (20G)		0.64/ (0.025)	59	J		

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：6キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

クワッドルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ			糸付縫合針	持針器
	外径 (mm)	断面図	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状		
19116QGZF	3.0 (11G)		15	15	1.0 (20G)	0.93 (20G)	34 67	0.64/0.025	59	J	曲針 ナイロン糸	1
19118QGZF			20	20								

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：6キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

一般の名称：中心静脈用カテーテル
 JMDNコード：10729100
 販売名：SMAC プラス
 医療機器承認番号：21900BZX00953000
 特定保険医療材料名：シングルルーメン
 中心静脈用カテーテル 標準型 シングルルーメン
 ダブルルーメン・トリプルルーメン
 中心静脈用カテーテル 標準型 マルチルーメン
 クラス分類：IV 高度管理医療機器

Argyle™ Fukuroi SMAC™ Plus Micro Needle Type 耐圧タイプ

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニユーラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ			最大注入速度
	外径 (mm)	断面図	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状	
19128WZHFX	2.5 (12G)		20	20	1.0 (20G)	32 59	0.93 (20G)	34 67	0.64 (0.025)	59	J	10mL/秒
19128WHFX	2.5 (12G)		20	20	0.8 (22G) 1.0 (20G)	32 59	0.75 (22G)	34 67	0.44 (0.018)	60	アングル	10mL/秒

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

トリプルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニユーラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ			最大注入速度
	外径 (mm)	断面図	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状	
19128TZHFX	2.5 (12G)		20	20	1.0 (20G)	32 59	0.93 (20G)	34 67	0.64 (0.025)	59	J	10mL/秒
19128THFX	2.5 (12G)		20	20	0.8 (22G) 1.0 (20G)	32 59	0.75 (22G)	34 67	0.44 (0.018)	60	アングル	10mL/秒

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

クワッドルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニユーラ針		金属穿刺針		ガイドワイヤ			最大注入速度
	外径 (mm)	断面図	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)	先端形状	
19118QZHFX	3.0 (11G)		20	20	1.0 (20G)	32 59	0.93 (20G)	34 67	0.64 (0.025)	59	J	10mL/秒

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 カテーテル材質：医療用ポリウレタン 全面造影

再使用禁止

一般の名称：中心静脈用カテーテル
 JMDNコード：10729100
 販売名：SMAC プラス
 医療機器承認番号：21900BZX00953000
 特定保険医療材料名：シングルルーメン
 中心静脈用カテーテル 標準型 シングルルーメン
 ダブルルーメン・トリプルルーメン
 中心静脈用カテーテル 標準型 マルチルーメン
 クラス分類：Ⅳ 高度管理医療機器

Argyle™ Fukuroi
PICC キット

セルジンガータイプ
シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル					カニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	引張強度 ^{※1} (N)	流量 ^{※2} (mL/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1930-18-G	1.0 (3Fr)	45	40	31.2	5.1	0.8 (22G)	0.56	0.45 (0.018inch)	100	アングル
1930-23-G	1.0 (3Fr)	60	55	31.2	4.6				130	
1940-18-G	1.3 (4Fr)	45	40	48.7	15.5		0.7	0.53 (0.021inch)	100	
1940-23-G	1.3 (4Fr)	60	55	48.7	10.4				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 単回使用 単回使用
※1 当社試験による 試験方法：37℃温水に2hr浸漬後 チャック間距離10mm、引張速度200mm / min ※2 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル					カニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	引張強度※ ¹ (N)	流量※ ² (mL/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1945-18-WG	1.5 (4.5Fr)	45	40	53.0	10.8 (メイン)	0.8 (22G)	0.7	0.53 (0.021inch)	100	アングル
					8.4 (サブ)					
1945-23-WG	1.5 (4.5Fr)	60	55	53.0	9.0 (メイン)	0.8 (22G)	0.7	0.53 (0.021inch)	130	
					5.2 (サブ)					

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット／箱 単回使用 単回使用
※1 当社試験による 試験方法：37℃温水に2hr浸漬後 チャック間距離10mm、引張速度200mm / min ※2 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

Argyle™ Fukuroi
PICCキット 耐圧タイプ 合成高分子コーティングタイプ

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	流量 ^{※1} (mL/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1930-18HC	1.0 (3Fr.)	45	40	5.4	0.8 (22G)	0.56	0.45 (0.018インチ)	100	アングル
1930-23HC		60	55	3.7				130	
1940-18HC	1.3 (4Fr.)	45	40	14.7			0.53 (0.021インチ)	100	
1940-23HC		60	55	12.3				130	
193018HFC*	1.0 (3Fr.)	45	40	5.4			0.45 (0.018インチ)	100	
193023HFC*		60	55	3.7				130	
194018HFC*	1.3 (4Fr.)	45	40	14.7			0.53 (0.021インチ)	100	
194023HFC*		60	55	12.3				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 *フルキット 再使用禁止
※1 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	流量 ^{※1} (mL/min) Distal / Proximal	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1945-18WHC	1.5 (4.5Fr.)	45	40	12.2 / 7.8	0.8 (22G)	0.56	0.53 (0.021インチ)	100	アングル
1945-23WHC		60	55	8.2 / 5.8				130	
194518WHFC*		45	40	12.2 / 7.8				100	
194523WHFC*		60	55	8.2 / 5.8				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 *フルキット 再使用禁止
※1 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

製品規格
一般的な名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名：PICC キット
医療機器承認番号：21900BZX00862000
クラス分類：Ⅳ 高度管理医療機器

Argyle™ Fukuroi
PICCキット 耐圧タイプ

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	流量 ^{※1} (mL/min)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1930-14GH	1.0 (3Fr)	35	30	5.5	0.8 (22G)	0.56	0.45 (0.018インチ)	80	アングル
1930-18GH		45	40	5.4				100	
1930-23GH		60	55	3.7				130	
1940-14GH	1.3 (4Fr)	35	30	15.8			0.53 (0.021インチ)	80	
1940-18GH		45	40	14.7				100	
1940-23GH		60	55	12.3				130	
193014GHF*	1.0 (3Fr)	35	30	5.5			0.45 (0.018インチ)	80	
193018GHF*		45	40	5.4				100	
193023GHF*		60	55	3.7				130	
194014GHF*	1.3 (4Fr)	35	30	15.8			0.53 (0.021インチ)	80	
194018GHF*		45	40	14.7				100	
194023GHF*		60	55	12.3				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 *フルキット 再使用禁止
※1 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	流量 ^{※1} (mL/min) Distal / Proximal	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1945-14WGH	1.5 (4.5Fr)	35	30	12.9 / 9.0	0.8 (22G)	0.56	0.53 (0.021インチ)	80	アングル
1945-18WGH		45	40	12.2 / 7.8				100	
1945-23WGH		60	55	8.2 / 5.8				130	
194514WGHF*		35	30	12.9 / 9.0				80	
194518WGHF*		45	40	12.2 / 7.8				100	
194523WGHF*		60	55	8.2 / 5.8				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 *フルキット 再使用禁止
※1 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

トリプルルーメン

カタログ番号	カテーテル				プラスチックカニューラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	流量 ^{※1} (mL/min) Distal / Middle / Proximal	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1955-18TGH	1.85 (5.5Fr)	45	40	19.8 / 4.7 / 4.7	0.8 (22G)	0.56	0.53 (0.021インチ)	100	アングル
1955-23TGH		60	55	16.1 / 3.6 / 3.6				130	
195518TGHF*		45	40	19.8 / 4.7 / 4.7				100	
195523TGHF*		60	55	16.1 / 3.6 / 3.6				130	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 *フルキット 再使用禁止
※1 当社試験による 試験方法：室温、100cm水柱圧

製品規格
一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名：PICC キット
医療機器承認番号：21900BZX00862000
クラス分類：IV 高度管理医療機器

Argyle™ Fukuroi
カテーテル フィクスチャ

固定具キット

カタログ番号	適用カテーテルサイズ	色	キット内容
1930-PF	3Fr	グレー	固定具 固定用テープ
1940-PF	4Fr	ブルー	
1945-PF	4.5Fr	グリーン	
1955-PF	5.5Fr	ベージュ	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：20キット/箱 再使用禁止

交換用テープ

カタログ番号	内容
1900-PF	固定用テープ

包装：1枚毎滅菌済 再使用禁止
包装単位：20枚/箱

製品規格
一般的名称：カテーテル等保持用ホルダ
販売名：カテーテル フィクスチャ
医療機器届出番号：22B1X00007NS020A
クラス分類：I 一般医療機器

Argyle™ Fukuroi
Midline カテーテル

シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル			プラスチックカニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1530-6GH	1.0 (3Fr.)	15	10	0.8 (22G)	0.56	0.45 (0.018インチ)	45	ストレート
1530-10GH		25	20				70	
1540-6GH	1.3 (4Fr.)	15	10			0.53 (0.021インチ)	45	
1540-10GH		25	20				70	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル			プラスチックカニユーラ		ガイドワイヤ		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (cm)	先端形状
1545-6WGH	1.5 (4.5Fr.)	15	10	0.8 (22G)	0.56	0.53 (0.021インチ)	45	ストレート
1545-10WGH		25	20				70	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5キット/箱 再使用禁止

一般の名称 ：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名 ：Midline カテーテル
医療機器承認番号 ：30400BZX00215000

Argyle™ Fukuroi
マイクロニードル ポート

カタログ番号	カテーテル				ポート		プラスチック カニユーラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ	
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	プライミング量* (mL)	幅×奥行き×高さ (mm)	プライミング量 (mL)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径(mm[インチ])×長さ(cm)	タイプ
1405-08A	2.5 (8Fr)	50	30	0.9*	22.4×27.8×12.1	0.6	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44[0.018]×45	アングル
1405-08ZA								0.93 (20G)		0.64[0.025]×44	J3

包装：1個毎滅菌済み 材質：シリコーン (カテーテル)、ポリプロピレン (ポート) 包装単位：1キット/箱 再使用禁止
※ カテーテル全長50cmの場合

シルバータイプ

カタログ番号	カテーテル				ポート		プラスチック カニユーラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ	
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	プライミング量* (mL)	幅×奥行き×高さ (mm)	プライミング量 (mL)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径(mm[インチ])×長さ(cm)	タイプ
1406-08A	2.5 (8Fr)	50	30	0.9*	22.4×27.8×12.1	0.6	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44[0.018]×45	アングル
1406-08ZA								0.93 (20G)		0.64[0.025]×44	J3

包装：1個毎滅菌済み 材質：シリコーン (カテーテル)、ポリプロピレン (ポート) 包装単位：1キット/箱 再使用禁止
※ カテーテル全長50cmの場合

セルジンガータイプ

カタログ番号	カテーテル				ポート		プラスチック カニユーラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ	
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	プライミング量* (mL)	幅×奥行き×高さ (mm)	プライミング量 (mL)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径(mm[インチ])×長さ(cm)	タイプ
1407-06A	2.05 (6Fr)	50	40	0.8*	22.4×27.8×12.1	0.6	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34 67	0.44[0.018]×100	アングル
1407-06ZA								0.93 (20G)		0.64[0.025]×99	J

包装：1個毎滅菌済み 材質：ポリウレタン (カテーテル)、ポリプロピレン (ポート) 包装単位：1キット/箱 再使用禁止
※ カテーテル全長50cmの場合

製品規格
一般の名称 ：長期的使用注入用植込みポート
販売名 ：マイクロニードル ポート
医療機器承認番号 ：22600BZX00459000
クラス分類 ：IV 高度管理医療機器



製品情報サイトは
こちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120-917-205
cardinalhealth.jp