

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管

高度管理医療機器 長期的使用胃瘻栄養用チューブ JMDNコード 35419003

## カンガルー バンパー G-チューブ (カテーテルチップシリンジ)

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### <使用方法>

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205

#### 【形状・構造及び原理等】



本品は、栄養投与等に使用する60mLの注射筒である。

##### <原材料>

注射筒:ポリプロピレン

#### 【使用目的又は効果】

経口で栄養摂取ができない患者に対し、胃瘻に留置し、本品の先端部から胃に直接栄養投与する若しくは医薬品を経管的に補給すること又は胃内の減圧を目的とした交換用胃瘻カテーテルである。なお、逸脱防止のためにバンパー構造を有する。なお、本品は滅菌済みであって、1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

#### 【使用方法等】

カンガルー バンパー G-チューブの誤接続防止アダプタに接続して栄養剤等の投与に使用する。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。