



理想的な漸減圧迫を実現

Lastosheer™ 弾力性ストッキング


CardinalHealth™

ラストシェア™の特長



段階的圧力設計

足首から大腿にかけて、段階的に圧迫を加えることで、快適なフィット感を提供致します。

薄地と厚地の2タイプからの選択が可能

ラストシェアは薄地(ライト)と厚地(ノーマル/ストロング)の2タイプがあり、年間を通してシーズンに合った継続的な着用ができます。

継続的な着用を考えた低コスト設定

合理的な製造・流通システムの開発により、低コストで高品質な製品の提供を実現しました。経済的負担をかけず、継続的な着用をサポートします。

はきごちがよくナチュラルなフィット感

つま先とかかと部分はほとんど圧力がかからない構造になっているので、不快な装着感を感じさせません。

毎日の着用をサポートする優れた耐久性

素材に特殊構造糸を使用することで、破れにくく、高い耐久性を実現しました。また、伸びにくいので、洗濯しても優れた圧迫効果を長期間に渡って保つことができます。

ライト・ノーマル・ストロングの3種類の圧迫力から選択可能です

ラストシェア™ 弾力性ストッキング


種類	圧迫力	カタログ番号			カラー
		Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ	
ハイソックス (くつ下タイプ)	ノーマル (男女共通)	C1201	C1202	C1203	ブラック
		C1231	C1232	C1233	ネイビー
ハイソックス (ストッキングタイプ)	ライト	CV1261N	—	CV1262N	ブラック
		CV1281N	—	CV1282N	ベージュ
	ノーマル	C1251	C1252	C1253	ベージュ
		ストロング	C1331	C1332	C1333
ストッキング	ライト	CV1441N	—	CV1442N	ベージュ
	ノーマル	C1431	C1432	C1433	ベージュ
	ストロング	C1451	C1452	C1453	ベージュ
パンティー ストッキング	ライト	CV1541N	CV1542N	CV1543N	ベージュ
		CV1551N	CV1552N	CV1553N	ブラック
		CV1571N	CV1572N	CV1573N	ライトベージュ
	ノーマル	C1581	C1582	C1583	ベージュ

サイズ表 (ノーマル・ストロング)


測定部位	Sサイズ	Mサイズ	Lサイズ
足のサイズ	23cm 以下	25cm 以下	29cm 以下
足首回り	18cm~22cm 以下	20cm~24cm 以下	23cm~27cm 以下
ふくらはぎ回り	30cm~37cm 以下	34cm~41cm 以下	38cm~45cm 以下
太腿回り	42cm~57cm 以下	46cm~61cm 以下	50cm~65cm 以下

(ライト)


ハイソックス



ストッキング



パンティー ストッキング



製品情報
FAQサイトはこちら



お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel : 0120-917-205
cardinalhealth.jp