



# 小さいのちを支えたい

セイフアクセス 輸液セット F  
1.2  $\mu$ m 脂肪製剤用フィルタ付き輸液セット



  
CardinalHealth™

# 脂肪製剤用1.2 $\mu$ mフィルタが セーフCカニューラ付きになって セーフTポートやセーフAプラグに ダイレクトに接続可能!

セーフAプラグ付きタイプは  
シリンジ交換時も  
閉鎖的に交換が可能

1.2 $\mu$ m以上の細菌・異物・粒子を補足し  
混入したエアはエアイベントから排出

スクエア形状により、  
孔径の異なるフィルタとの誤認識の防止

フィルタ本体を身体から離すことで  
下敷き等による皮膚トラブルを防止

柔軟性が高い  
DEHP対策PVCチューブ

セーフCカニューラ付きのため、  
接続時の汚染の防止と業務を削減し、  
ルアーコネクタとの接続外れの  
リスクも低減

カタログ番号	形状	チューブ長	プライミングボリューム
18FS-IL12C		130cm	1.42mL
18FS-IL12A		130cm	1.46mL

フィルタ膜 (親水性膜)	材質	親水性ポリエーテルスルホン
	孔径	1.2 $\mu$ m
エアイベント膜 (疎水性膜)	材質	疎水性テフロン (PTFE)
	孔径	0.03 $\mu$ m
ハウジング部	材質	アクリル共重合体
	最大圧力	5.2bar (75.4psi)
チューブ	材質	DEHP対策PVC

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
販売名：セーフアクセス 輸液セット F  
医療機器認証番号：224AABZX00179000  
クラス分類：II 管理医療機器  
製造販売元：フォルテ グロウ メディカル株式会社

  
**CardinalHealth™**



お問い合わせ先  
カーディナルヘルス株式会社  
Tel : 0120-917-205  
[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)