

Protexis™ 天然ゴム (ラテックス) 製 手術用手袋

# プロテキシス™ ラテックス マイクロ

## 手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供

- ・ 指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ
- ・ 柔軟性と触覚感度を向上させるため 30% 薄型化※1
- ・ 袖口のめくれあがり防止のカフのビード加工
- ・ 親指や手のひらの動きを邪魔せず、疲労を感じさせない、手の解剖に基づくデザイン



本品は天然ゴムを使用  
しています。

# Protexis™ プロテキシス™ ラテックス マイクロ



属性（促進劣化前）	
切断時引張力	24 Mpa以上*2
500%伸び時の引張力	5.5 Mpa以下*2
切断時伸び率	750%以上*2
穿刺抵抗(カフ)	5N以上*4
ピンホール試験*3	0.65 AQL*2

カタログ番号	サイズ	長さ	厚さ*2			材質	色	カフタイプ	タンパク質含有量	加硫促進剤	入数/箱
			指先	手のひら	カフ						
2D72NT55X	5.5	282mm	0.17mm	0.14mm	0.14mm	天然ゴム (ラテックス) ニトリルポリマー コーティング	● ライト ブラウン	ビード/ ロール	50μg/ dm <sup>2</sup> 未満	ジブチルジチオカ ルバミン酸亜鉛 (ZDBC)	50双
2D72NT60X	6										
2D72NT65X	6.5										
2D72NT70X	7	295mm									
2D72NT75X	7.5										
2D72NT80X	8										
2D72NT85X	8.5										

1双毎滅菌済

再使用禁止

- ※1 As compared to Protexis® Latex Surgical Gloves
- ※2 In accordance with ASTM D 3577
- ※3 Tested in accordance with ASTM D 5151
- ※4 Tested in accordance with AS/NZS 4179, average test result = 8.4N

一般的名称: 天然ゴム製手術用手袋  
 販売名: カーディナルヘルス ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋  
 医療機器認証番号: 229ADBZI00091000  
 クラス分類: II 管理医療機器

  
**CardinalHealth™**  
**Protexis™**

[cardinalhealth.jp](http://cardinalhealth.jp)



お問い合わせ先  
 カーディナルヘルス株式会社  
 TEL 0120-917-205