

Protexis™ 合成ゴム (ポリイソプレン) 製 手術用手袋

プロテキシス™ PI クラシック

信頼は時代を超えて

- ・ Protexis™は米国内で手術用手袋シェア No.1 の人気ブランド※1
- ・ あらゆる種類の症例で使用可能な設計
- ・ プロテキシス PI よりやや厚めの製品仕様
- ・ 袖口のめくれあがりを防止するカフのビード加工
- ・ 親指や手のひらの動きを邪魔せず、疲労を感じさせない、手の解剖に基づくデザイン



本品は天然ゴムを使用
していません

Protexis™ プロテキシス™ PI クラシック



属性（促進劣化前）	
切断時引張力	17 Mpa以上*2
500%伸び時の引張力	7.0 Mpa以下*2
切断時伸び率	650%以上*3
穿刺抵抗(カフ)	5N以上*4
ピンホール試験*3	0.65 AQL*2

カタログ番号	サイズ	長さ	厚さ*2			材質	色	カフタイプ	タンパク質含有量	加硫促進剤	入数/箱
			指先	手のひら	カフ						
2D72PL55X	5.5	292mm	0.29mm	0.21mm	0.18mm	ポリイソブレン (PI)	クリーム	ビード/ロール	50μg/dm ² 未満	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛(ZDEC) メルカプトベンゾチアゾール亜鉛(ZMBT) ジフェニルグアニジン(DPG)	50双
2D72PL60X	6										
2D72PL65X	6.5										
2D72PL70X	7	305mm									
2D72PL75X	7.5										
2D72PL80X	8										
2D72PL85X	8.5										

1双毎滅菌済

再使用禁止

※1 Synthetic Gloves Units, GHX, Q4 2016

※2 In accordance with ASTM D 3577

※3 Tested in accordance with ASTM D 5151

※4 Tested in accordance with AS/NZS 4179, average test result = 10.2N (before aging)

一般的名称: 非天然ゴム製手術用手袋

販売名: カーディナルヘルス ディスポーザブル 合成ゴム(ポリイソブレン)製手術用手袋

医療機器認証番号: 229ADBZI00090000

クラス分類: II 管理医療機器

お問合せ先

カーディナルヘルス株式会社

TEL: 0120-917-205

©2019 ©2018 Cardinal Health. All Rights Reserved. CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthロゴ, ESSENTIAL TO CAREおよびPROTEXISはCardinal Healthの商標又は登録商標です。



ct-sg-clsc
2305.300.Mark