

2023年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「メディカット LCV-UK キット」を、ウロキナーゼ原薬（原材料）の供給中止に伴い、現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後につきましては、下記の通り代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。

長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

【販売中止製品】

販売名：メディカット LCV-UK キット

医療機器承認番号：21400BZZ00025000

一般的名称：ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル

JMDNコード：10729400

クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

販売終了時期：在庫がなくなり次第販売終了となります。

（カタログ番号によって販売終了時期が異なります）

【代替製品①】

販売名：CVカテーテルキット

医療機器承認番号：20200BZZ00123000

一般的名称：中心静脈用カテーテル

JMDNコード：10729100

クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

【代替製品②】

販売名：SMAC プラス

医療機器承認番号：21900BZX00953000

一般的名称：中心静脈用カテーテル

JMDNコード：10729100

クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

以上

添付資料) 販売中止製品について

メディカット LCV-UK キット

カタログ番号	特定保険医療材料名称	カテーテル			プラスチックカニューラ針 外径 (mm)	ガイドワイヤ			メーカー希望小売価格	包装単位
		外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)		先端半径 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)		
1114-12PE	中心静脈用カテーテル (1)中心静脈カテーテル ②抗血栓性型	2.0(14G)	30	20	2.7(12G)	-	-	-	31,200円/箱	10セット/箱
1114-20PE			50	40						
1114-27PE			70	55						
1116-8PE		1.5(16G)	20	15	2.1(14G)					
1116-12PE			30	20						
1116-20PE			50	40						
1116-27PE		70	55							
1118-12PE		1.1(18G)	30	20	1.6(16G)					
1118-20PE			50	40						
1118-27PE			70	55						
1120-8PE		0.8(20G)	20	15	1.2(18G)					
1120-12PE			30	20						
1120-20PE		50	40							
1114-12WPE		2.0(14G)	30	20	2.7(12G)					
1114-20WPE			50	40						
1114-27WPE			70	55						
1116-12WPE		1.5(16G)	30	20	2.1(14G)					
1116-20WPE			50	40						
1116-27WPE			70	55						
1118-12WPE		1.1(18G)	30	20	1.6(16G)					
1118-20WPE	50		40							
1114-12GE	2.0(14G)	30	20	1.4(17G)	3.0	0.96/0.038	59	34,650円/箱		
1116-12GE	1.5(16G)			1.3(18G)						
1118-12GE	1.1(18G)			1.0(20G)					1.5	0.64/0.025

代替製品について

CV カテーテル キット

カタログ番号	特定保険医療材料名称	カテーテル			プラスチックカニューラ針 外径 (mm)	ガイドワイヤ			メーカー希望小売価格	包装単位
		外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)		先端半径 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)		
1714-12-P	中心静脈用カテーテル (1)中心静脈カテーテル ①標準型 ア シングルルーメン	2.0(14G)	30	20	2.7(12G)	-	-	-	42,600円/箱	20セット/箱
1714-20-P			50	40						
1714-27-P			70	55						
1716-08-P		1.5(16G)	20	15	2.1(14G)					
1716-12-P			30	20						
1716-20-P			50	40						
1716-27-P		70	55							
1718-12-P		1.1(18G)	30	20	1.6(16G)					
1718-20-P			50	40						
1718-27-P			70	55						
1720-08-P	0.8(20G)	20	15	1.2(18G)						
1720-27-P		70	55							
1714-12WP	中心静脈用カテーテル (1)中心静脈カテーテル ①標準型 イ マルチルーメン	2.0(14G)	30	20	2.7(12G)	-	-	-	33,100円/箱	10セット/箱
1714-20WP			50	40						
1714-27WP			70	55						
1716-12WP		1.5(16G)	30	20	2.1(14G)					
1716-20WP			50	40						
1716-27WP			70	55						
1718-12WP		1.1(18G)	30	20	1.6(16G)					
1718-20WP			50	40						

SMAC プラス

カタログ番号	特定保険 医療材料 名称	カテーテル			プラスチック カニューラ針	ガイドワイヤ			メーカー希望 小売価格	包装単位
		外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	外径 (mm)	先端J半径 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (cm)		
1314-12G	中心静脈用カテーテル (1)中心静脈カテーテル ①標準型 ア シングルルーメン	2.0(14G)	30	20	1.4(17G)	3.0	0.97/0.038	59	12,450円/箱	5セット/箱
1316-12G		1.5(16G)			1.3(18G)		0.89/0.035			
1318-12G		1.1(18G)			1.0(20G)		1.5			

販売中止製品 代替製品 対比表

カタログ番号	カテーテル			→	カタログ番号	カテーテル		
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)			外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)
1114-12PE	2.0(14G)	30	20	→	1714-12-P	2.0(14G)	30	20
1114-20PE	2.0(14G)	50	40	→	1714-20-P	2.0(14G)	50	40
1114-27PE	2.0(14G)	70	55	→	1714-27-P	2.0(14G)	70	55
1116-8PE	1.5(16G)	20	15	→	1716-08-P	1.5(16G)	20	15
1116-12PE	1.5(16G)	30	20	→	1716-12-P	1.5(16G)	30	20
1116-20PE	1.5(16G)	50	40	→	1716-20-P	1.5(16G)	50	40
1116-27PE	1.5(16G)	70	55	→	1716-27-P	1.5(16G)	70	55
1118-12PE	1.1(18G)	30	20	→	1718-12-P	1.1(18G)	30	20
1118-20PE	1.1(18G)	50	40	→	1718-20-P	1.1(18G)	50	40
1118-27PE	1.1(18G)	70	55	→	1718-27-P	1.1(18G)	70	55
1120-8PE	0.8(20G)	20	15	→	1720-08-P	0.8(20G)	20	15
1120-12PE	0.8(20G)	30	20	→	1720-08-P	0.8(20G)	20	15
1120-20PE	0.8(20G)	50	40	→	1720-27-P	0.8(20G)	70	55
1114-12WPE	2.0(14G)	30	20	→	1714-12WP	2.0(14G)	30	20
1114-20WPE	2.0(14G)	50	40	→	1714-20WP	2.0(14G)	50	40
1114-27WPE	2.0(14G)	70	55	→	1714-27WP	2.0(14G)	70	55
1116-12WPE	1.5(16G)	30	20	→	1716-12WP	1.5(16G)	30	20
1116-20WPE	1.5(16G)	50	40	→	1716-20WP	1.5(16G)	50	40
1116-27WPE	1.5(16G)	70	55	→	1716-27WP	1.5(16G)	70	55
1118-12WPE	1.1(18G)	30	20	→	1718-12WP	1.1(18G)	30	20
1118-20WPE	1.1(18G)	50	40	→	1718-20WP	1.1(18G)	50	40
1114-12GE	2.0(14G)	30	20	→	1314-12G	2.0(14G)	30	20
1116-12GE	1.5(16G)	30	20	→	1316-12G	1.5(16G)	30	20
1118-12GE	1.1(18G)	30	20	→	1318-12G	1.1(18G)	30	20

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

