


粘着面の広い四角形状 はがれにくい バイオタックシリーズ



Kendall™ ケンドール™ 電極 バイオタック

■ ハイドロファインジェルを使用し、ジェル自体に粘着性をもたせ、より強い粘着力+皮膚への刺激軽減を可能にしました。

バイオタック シリーズ

製品名	カタログ番号	基材	直径 (mm)	包装単位
バイオタッククロス 7605	31043170	クロス	47×47	12袋/箱 (50個/袋)

製品規格
一般的名称：単回使用心電用電極
販売名：ケンドール電極 バイオタック
医療機器届出番号：22B1X00007LD003A
クラス分類：I 一般医療機器

お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

