

栄養補給も胃内減圧も 1本のチューブで

W-ED チューブショートタイプ


製品特徴

- 栄養投与、胃の減圧又は胃内容物の除去を行える製品です。
- メインルーメンの栄養コネクタは、用途に合わせて脱着可能です。
- 体内留置されるチューブは可塑剤 (DOP) を含まない無可塑ポリ塩化ビニルの材質で、留置中の硬化がしにくいです。
- スタイレットにより、スムーズな挿入が可能です。
- メインルーメンは側孔が多い為、詰まりにくいです。(先端は閉口)

栄養投与をする場合




スタイレットを抜き、
栄養用コネクタをメインルーメンに接続する



W-EDチューブ ショートタイプの先端と断面図


メインルーメンの側孔の位置




サブルーメンの側孔位置



メインルーメンの側孔(8Frのみ)



断面図



カタログ番号	チューブ外径 (mm)	カラーコード	長さ (cm)	メインルーメン側孔 (個)	サブルーメン側孔 (個)
2793-08S	2.7 (8Fr)	ブラウン	88	2	1
2793-10S	3.4 (10Fr)	オレンジ	88	10	1
2793-12S	4.0 (12Fr)	ピンク	120	9	1
2793-14S	4.7 (14Fr)	ブルー	120	9	1
2793-16S	5.4 (16Fr)	グリーン	120	9	1
2793-18S	6.0 (18Fr)	クリア	120	9	1

包装: 1本毎滅菌済 包装単位: 10本/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称 : 消化管用チューブ
 販売名 : W-ED チューブ
 医療機器認証番号 : 225AABZX00182000
 特定保険医療材料名 : 栄養カテーテル 経鼻用 特殊型
 クラス分類 : II 管理医療機器



お問い合わせ先
 カーディナルヘルス株式会社
 Tel: 0120-917-205
cardinalhealth.jp