


Argyle™ Fukuroi トロッカーカテーテル

幅広い処置を可能とした 套管針カテーテル



Argyle™ Fukuroi Trocar Catheter

トロッカー カテーテルは、胸部における排液用・排気用カテーテルです。センチネルライン™、センチネルアイ™により体内でのカテーテルの位置が確認でき、またデプスマークにより穿刺時の挿入深度が一目で確認できます。

トロッカー カテーテル シングルルーメン

套管針タイプの胸部排液・排気用カテーテルです。

- 挿入性が良く、体内で適度な柔らかさになります。
- 透明なカテーテルで、排液状態の確認が容易です。
- ファネルタイプの接続端は、サイズにより2種類のコネクタに接続が可能です。

トロッカー カテーテル ダブルルーメン

癌性胸膜炎、膿胸、気胸および血胸等の治療時の抗がん薬や抗生物質の投与に、また洗浄液や造影剤の注入等の処置に適したダブルルーメンの套管針カテーテルです。

- サブルーメンの大きな内径は、粘度の高い薬液でも容易に注入でき、また注入操作を容易にできる長さの枝管が付いています。
- インフュージョン プラグにより、少量の薬液投与時に注射針での穿刺が可能です。洗浄液の注入や粘度の高い薬液の投与等では、このプラグを外し注射筒を接続することができます。
- 大きな側孔が設けられていますので、閉塞するリスクを抑え、治療効果を上げることができます。



シングルルーメン

カタログ番号	カテーテル		側孔数	先端からのデプスマーク位置 (cm)	内針の素材	適合コネクタ	
	外径 (mm)	全長 (cm)				カタログ番号	サイズ (mm)
5610-08	2.7 (8Fr)	22	2	2.5, 3.5, 4.5, 5.5	ステンレス	5230-06	6×6
5610-10	3.3 (10Fr)						
5610-12	4.0 (12Fr)						
5610-14	4.7 (14Fr)						
5610-16	5.3 (16Fr)	25		5, 10	アルミニウム	5230-06	10×10
5610-18	6.0 (18Fr)						
5610-20	6.7 (20Fr)						
5610-22	7.3 (22Fr)						
5610-24	8.0 (24Fr)	40	5, 10, 15	アルミニウム	5230-06	10×10	
5610-28	9.3 (28Fr)						
5610-32	10.7 (32Fr)						

包装：1本毎滅菌済 リジッドパック入り 包装単位：10本/1箱 再使用禁止

ダブルルーメン

カタログ番号	カテーテル		側孔数	先端からのデプスマーク位置 (cm)	内針の素材	適合コネクタ	
	外径 (mm)	全長 (cm)				カタログ番号	サイズ (mm)
5610E12W	4.3 (12Fr)	28	2	5, 10, 15	ステンレス	5230-06	6×6
5610E14W	4.9 (14Fr)						
5610E16W	5.6 (16Fr)						
5610E18W	6.4 (18Fr)						
5610E20W	7.2 (20Fr)	30			アルミニウム	5230-10	10×10
5610E22W	7.8 (22Fr)						
5610E24W	8.5 (24Fr)						
5610E28W	9.6 (28Fr)						

包装：1本毎滅菌済 リジッドパック入り 包装単位：5本/1箱 再使用禁止

製品規格

トロッカー カテーテル

一般的名称：医薬品投与マルチルーメンカテーテル
 販売名：トロッカー カテーテル
 医療機器承認番号：15900BZZ00694000
 特定保険医療材料名：套管針カテーテル
 シングルルーメン標準型
 ダブルルーメン型
 クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器

適合コネクタ

一般的名称：カテーテルコネクタ
 販売名：チューピング コネクタ
 医療機器届出番号：22B1X00007NS016A
 クラス分類：Ⅰ 一般医療機器



cardinalhealth.jp

製品情報・FAQサイトはこちら



お問い合わせ先
 カーディナルヘルス株式会社
 TEL 0120-917-205