



Kangaroo™

経腸栄養製品のご案内

経腸栄養製品のコネクタ形状変更と、既存規格・新規格品 (ENFit™) のご案内

Kangaroo™ Enteral Feeding Products



INDEX

INDEX	1
-------	---

経腸栄養製品のコネクタ形状変更について	2
---------------------	---

経腸栄養バッグ／ポンプ	3-4
• EDバッグ	3
• カンガルー™ 経腸栄養ボトル／セット	3
• カンガルー Joey™ ポンプ	4
• カンガルー Joey™ ポンプ ポンプセット	4
• カンガルー eポンプ™	4
• カンガルー eポンプ™ ポンプセット	4
• カンガルー™ 経腸栄養ポンプセット	4

経鼻経腸栄養チューブ	5-6
• ニューエンテラルフィーディングチューブ	5
• ニュートリフロー™ フィーディングチューブ	5
• EDチューブ	6
• W-EDチューブ	6

胃瘻造設キット／胃瘻カテーテル	7-12
• カンガルー™ セルジンガー PEGキット	7
• カンガルー™ PEGキット	8
• カンガルー™ オブチュレーター	8
• 胃壁固定具S	8
• カンガルーボタン™ II	9
• カンガルーボタン™ II 用投与セット	9
• カンガルー™ バンパー G-チューブ	10
• 胃瘻バルーンカテーテル	11-12

その他栄養関連製品	
• ジェジュノストミイカテーテル	13
• コンファーム・ナウ™	13
• メディカット™ ストップコック	13
• カンガルーフィーディング コネクタ	13

経腸栄養製品のコネクタ形状変更について

経腸栄養製品のコネクタ形状を、誤接続防止を目的とした新規格であるISO 80369-3に準拠したコネクタ形状に変更いたします。変更後は、既存規格品との接続ができなくなります。

当社は、このISO 80369-3に準拠したコネクタをENFit™*と呼称し、すべてのカタログ、製品の包装上に表示します。

変更点

	既存規格	新規格 ENFit™*
投与側		
患者側		

経腸栄養バッグ／ポンプ



EDバッグ

容量 (mL)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
1000	3696	36963

包装：1個毎滅菌済 包装単位：25個／箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：経腸栄養注入セット
 販売名：EDバッグ
 医療機器届出番号：22B1X00007NS014A
 クラス分類：Ⅰ 一般医療機器



カンガルー™ 経腸栄養ボトル

タイプ	容量 (mL)	カタログ番号
経腸栄養ボトル	1200	3613-12P
	600	3613-6P

包装：滅菌済 包装単位：5個／箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：経腸栄養注入セット
 販売名：カンガルー 経腸栄養ボトル
 医療機器届出番号：22B1X00007PA002A
 クラス分類：Ⅰ 一般医療機器



カンガルー™ 経腸栄養セット

タイプ	仕様	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
経腸栄養セット	自然滴下用	3611	36113

包装：滅菌済 包装単位：25セット／箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：経腸栄養注入セット
 販売名：カンガルー 経腸栄養セット
 医療機器届出番号：22B1X00007NS004A
 クラス分類：Ⅰ 一般医療機器

カンガルー Joey™ ポンプ

タイプ	カタログ番号
カンガルー Joey™ ポンプ	983400
電源コード	383491
バックパック	770026
カンガルー Joeyボールクランプ	383493

製品規格
 一般的名称 : 経腸栄養用輸液ポンプ
 販売名 : カンガルー Joey ポンプ
 医療機器承認番号 : 22200BZX00687000
 クラス分類 : III 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器



カンガルー Joey™ ポンプ ポンプセット

タイプ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
1000mLフィードセット	J001FO	J001FO3
RTHアダプタセット	J011RO	J011RO3
1000mLフィード&1000mLフラッシュセット	J021FF	J021FF3
RTHアダプタ&1000mLフラッシュセット	J031RF	J031RF3

包装 : 未滅菌品 包装単位 : 30セット/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称 : ポンプ用経腸栄養注入セット
 販売名 : カンガルー Joey ポンプ ポンプセット
 医療機器承認番号 : 222AABZX00117000
 クラス分類 : II 管理医療機器



カンガルー eポンプ™

タイプ	カタログ番号
カンガルー eポンプ™	782400
電源コード	382491

製品規格
 一般的名称 : 経腸栄養用輸液ポンプ
 販売名 : カンガルー eポンプ
 医療機器承認番号 : 21800BZY10168000
 クラス分類 : III 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器



カンガルー eポンプ™ ポンプセット

タイプ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
500mLフィードセット	972055	9720553
1000mLフィードセット	973656	9736563
1000mLフィード&1000mLフラッシュセット	973662	9736623
RTHアダプタセット	974655R	974655R3

包装 : 未滅菌品 包装単位 : 30セット/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称 : ポンプ用経腸栄養注入セット
 販売名 : カンガルー eポンプ ポンプセット
 医療機器承認番号 : 218AABZX00036000
 クラス分類 : II 管理医療機器



カンガルー™ 経腸栄養ポンプセット

タイプ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
バッグタイプ	3621	36213
アダプタータイプ	3623	36233

包装 : 滅菌済 包装単位 : 30セット/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称 : ポンプ用経腸栄養注入セット
 販売名 : カンガルー 経腸栄養ポンプセット
 医療機器承認番号 : 219ADBZX00015000
 クラス分類 : II 管理医療機器



経鼻経腸栄養チューブ



ニュー エンテラル フィーディング チューブ

スタイレット付

タイプ	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カラーコード	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
シングルポート	1.7 (5Fr)	120	ブルー	3376-5	3373-5
	2.3 (6.5Fr)		グリーン	3376-7	3373-7
	2.7 (8Fr)		ブラウン	3376-8	3373-8
	3.4 (10Fr)		オレンジ	3376-10	3373-10
	4.1 (12Fr)		ピンク	3376-12	3373-12
シングルポート ショートタイプ	1.7 (5Fr)	80	ブルー	3376-5-S	3373-5-S
	2.3 (6.5Fr)		グリーン	3376-7-S	3373-7-S
	2.7 (8Fr)		ブラウン	3376-8-S	3373-8-S
	3.4 (10Fr)		オレンジ	3376-10-S	3373-10-S
	4.1 (12Fr)		ピンク	3376-12-S	3373-12-S
Yポート	1.7 (5Fr)	120	ブルー	3372-5	—
	2.3 (6.5Fr)		グリーン	3372-7	—
	2.7 (8Fr)		ブラウン	3372-8	—
	3.4 (10Fr)		オレンジ	3372-10	—
	4.1 (12Fr)		ピンク	3372-12	—

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本/箱

再使用禁止

ニュー エンテラル フィーディング チューブ

シース付

タイプ	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カラーコード	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
シングルポート	1.7 (5Fr)	120	ブルー	3384-5	—
	2.3 (6.5Fr)		グリーン	3384-07	—
	2.7 (8Fr)		ブラウン	3384-08	—
	3.4 (10Fr)		オレンジ	3384-10	—
	4.1 (12Fr)		ピンク	3384-12	—

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本/箱

再使用禁止

製品規格
 一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ
 販売名：ニュー エンテラル フィーディング チューブ
 医療機器認証番号：225AABZX00129000
 特定保険医療材料名：栄養カテーテル 経鼻用 経腸栄養用
 クラス分類：II 管理医療機器

ニュートリフロー™ フィーディング チューブ



タイプ	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カラーコード	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
シングルポート	1.65 (5Fr)	121	ブルー	3316-5	3313-5
	2.25 (6.5Fr)		グリーン	3316-7	3313-7
	2.65 (8Fr)		ブラウン	3316-8	3313-8
	3.35 (10Fr)		オレンジ	3316-10	3313-10
	4.05 (12Fr)		ピンク	3316-12	3313-12

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本/箱

再使用禁止

製品規格
 一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ
 販売名：ニュートリフロー フィーディング チューブ
 医療機器認証番号：224AABZX00193000
 特定保険医療材料名：栄養カテーテル 経鼻用 経腸栄養用
 クラス分類：II 管理医療機器

ED チューブ

チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
1.7 (5Fr)	119	2690-05	2693-05
2.3 (6.5Fr)		2690-07	2693-07
2.7 (8Fr)		2690-08	2693-08

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本／箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ
 販売名：ED チューブ
 医療機器認証番号：225AABZX00021000
 特定保険医療材料名：栄養カテーテル 経鼻用 経腸栄養用
 クラス分類：II 管理医療機器




W-ED チューブ

チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	側孔 (先端部)	側孔 (中間部)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
5.2 (16Fr)	150	3	側孔数 6	2691-16	2693-16
			先端からの距離40cm		

包装：1本毎滅菌済 包装単位：10本／箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：消化管用チューブ
 販売名：W-ED チューブ
 医療機器認証番号：225AABZX00182000
 特定保険医療材料名：栄養カテーテル 経鼻用 特殊型
 クラス分類：II 管理医療機器



胃瘻造設キット／胃瘻カテーテル



カンガルー™ セルジンガー PEG キット

タイプ	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
セル PEG™	6.6(20Fr)	1.5	3760-2015	3763-2015
		2.0	3760-2020	3763-2020
		2.5	3760-2025	3763-2025
		3.0	3760-2030	3763-2030
		3.5	3760-2035	3763-2035
		4.0	3760-2040	3763-2040
		4.5	3760-2045	3763-2045
		5.0	3760-2050	3763-2050
	8.0(24Fr)	2.0	3760-2420	3763-2420
		2.5	3760-2425	3763-2425
		3.0	3760-2430	3763-2430
		3.5	3760-2435	3763-2435
		4.0	3760-2440	3763-2440
		4.5	3760-2445	3763-2445
		5.0	3760-2450	3763-2450
		5.5	3760-2455	3763-2455
セル PEG™ (胃壁固定具付)	6.6(20Fr)	1.5	3760-2015G	3763-2015G
		2.0	3760-2020G	3763-2020G
		2.5	3760-2025G	3763-2025G
		3.0	3760-2030G	3763-2030G
		3.5	3760-2035G	3763-2035G
		4.0	3760-2040G	3763-2040G
		4.5	3760-2045G	3763-2045G
		5.0	3760-2050G	3763-2050G
	8.0(24Fr)	2.0	3760-2420G	3763-2420G
		2.5	3760-2425G	3763-2425G
		3.0	3760-2430G	3763-2430G
		3.5	3760-2435G	3763-2435G
		4.0	3760-2440G	3763-2440G
		4.5	3760-2445G	3763-2445G
		5.0	3760-2450G	3763-2450G
		5.5	3760-2455G	3763-2455G
Step1: 造設準備キット (胃壁固定具付)			3760-S1G	

包装: 1キット毎滅菌済 ビールパケットレイ入り 包装単位: 1キット/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称 : 長期的使用胃瘻用ボタン
 販売名 : カンガルー セルジンガー PEG キット
 医療機器承認番号: 21600BZZ00253000
 クラス分類 : III 高度管理医療機器

カンガルー™ PEG キット セイフティチューブ付

タイプ	チューブ外径 (mm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
セイフティチューブ付	6.7 (20Fr)	3750-20P2	3753-20P2
誤接続防止アダプタ	—	762000	7620003

包装：1キット毎滅菌済 ビールパケットレイ入り 再使用禁止
 包装単位：(3750-20P2) 2キット/箱、(762000) 20個/箱

タイプ	チューブ外径 (mm)	カタログ番号
カテーテル抜きデバイス	—	RPL20P2

包装：滅菌済 再使用禁止
 包装単位：1キット/箱

製品規格
 一般の名称：長期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名：カンガルー PEG キット
 医療機器承認番号：21100BZZ00746000
 クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器



カンガルー™ PEG キット

タイプ	チューブ外径 (mm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
プルタイプ	5.4 (16Fr)	3751-16	—
	6.7 (20Fr)	3751-20	—

包装：1キット毎滅菌済 ビールパケットレイ入り 再使用禁止
 包装単位：2キット/箱

製品規格
 一般の名称：長期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名：カンガルー PEG キット
 医療機器承認番号：21100BZZ00746000
 クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器



カンガルー™ オブチュレーター

サイズ (mm)	カタログ番号
5.3 (16Fr) 用	752208
6.7 (20Fr) 用	752216

包装：未滅菌品 再使用禁止
 包装単位：5個/箱

製品規格
 一般の名称：瘻孔留置チューブ交換器具
 販売名：カンガルー オブチュレーター
 医療機器届出番号：22B1X00007KD011A
 クラス分類：Ⅰ 一般医療機器



胃壁固定具S

導入針外径		結紮糸 (2-0号)		カタログ番号
外径	長さ	長さ		
0.9mm (20G)	80mm	250cm		3760S

包装：1個毎滅菌済 包装単位：1個/箱 再使用禁止

製品規格
 一般の名称：スーチャーアンカ
 販売名：胃壁固定具 S
 医療機器認証番号：226AABZX00027000
 クラス分類：Ⅱ 管理医療機器
 製造販売元：株式会社タスク



胃瘻カテーテル

カンガルーボタン™ II

タイプ	チューブ外径 (mm)	長さ (cm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
KB II	5.3(16Fr)	1.5	3730-1615	3733-1615
		2.0	3730-1620	3733-1620
		2.5	3730-1625	3733-1625
		3.0	3730-1630	3733-1630
		3.5	3730-1635	3733-1635
	6.6(20Fr)	1.5	3730-2015	3733-2015
		2.0	3730-2020	3733-2020
		2.5	3730-2025	3733-2025
		3.0	3730-2030	3733-2030
		3.5	3730-2035	3733-2035
		4.0	3730-2040	3733-2040
		4.5	3730-2045	3733-2045
	8.0(24Fr)	2.0	3730-2420	3733-2420
		2.5	3730-2425	3733-2425
		3.0	3730-2430	3733-2430
3.5		3730-2435	3733-2435	
4.0		3730-2440	3733-2440	
5.0		3730-2450	3733-2450	
		5.5	3730-2455	3733-2455

包装：1キット毎滅菌済 プリスターパック入り 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン
 販売名：カンガルーボタンII
 医療機器承認番号：21600BZZ00252000
 特定保険医療材料名：胃瘻カテ1ー1 (パンパー型ガイドワイヤあり)
 クラス分類：III 高度管理医療機器

タイプ	仕様	長さ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
カンガルーボタンII用 投与セット	持続投与セット	長さ 60cm	3730-50	3733-50
	ボラス投与セット	長さ 30cm	3730-60	3733-60
	ボラス投与セット ショートタイプ	長さ 15cm	3730-BS15	3733-BS15

包装：未滅菌品 包装単位：5本/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：経腸栄養注入セット
 販売名：カンガルーボタンII用投与セット
 医療機器届出番号：22B1X00007NS005A
 クラス分類：I 一般医療機器




タイプ	適応サイズ	カタログ番号
カテーテル抜きデバイス (エクステンダー、グリップスター)	2.0cm用	RPL2020
	2.5cm用	RPL2025
	3.0cm用	RPL2030
	3.5cm用	RPL2035
	4.0cm用	RPL2040
	4.5cm用	RPL2045
	5.0cm用	RPL2050

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱 再使用禁止

タイプ	適用外径 (mm)	カタログ番号
カテーテル抜きデバイス (ガイドワイヤ)	6.6 (20Fr)	3730-7020
	8.0 (24Fr)	

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：5本/箱 再使用禁止

製品規格
 一般的名称：長期的使用胃瘻用ボタン
 販売名：カンガルーボタンII
 医療機器承認番号：21600BZZ00252000
 クラス分類：III 高度管理医療機器



カンガルー™ バンパー G-チューブ

タイプ	チューブ外径(mm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
KBGT™	6.7 (20Fr)	3720-20	3723-20

包装：1キット毎滅菌済 ビールパケットレイ入り 再使用禁止
 包装単位：1キット／箱

製品規格
 一般の名称 ： 長期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名 ： カンガルー バンパー G-チューブ
 医療機器承認番号 ： 21800BZZ10067000
 特定保険医療材料名：胃瘻カテⅠ-1 (バンパー型ガイドワイヤあり)
 クラス分類 ： III 高度管理医療機器



カンガルー™ PEGキット

タイプ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
誤接続防止アダプタ	762000	7620003
カテーテル抜きデバイス	RPL20P2	

包装：滅菌済 再使用禁止
 包装単位：(7620003) 20個／箱、(RPL20P2) 1キット／箱

製品規格
 一般の名称 ： 長期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名 ： カンガルー PEGキット
 医療機器承認番号 ： 21100BZZ00746000
 クラス分類 ： III 高度管理医療機器



胃瘻カテーテル



バルーンボタンスモールタイプ

タイプ	チューブ外径 (mm)	シャフト長 (mm)	バルーン容量 (mL)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
バルーンボタン スモールタイプ	4.0 (12Fr)	10	3	37BBS1210	37BBS12103
		15		37BBS1215	37BBS12153
		20		37BBS1220	37BBS12203
		25		37BBS1225	37BBS12253
		30		37BBS1230	37BBS12303
	4.7 (14Fr)	10	4	37BBS1410	37BBS14103
		15		37BBS1415	37BBS14153
		20		37BBS1420	37BBS14203
		25		37BBS1425	37BBS14253
		30		37BBS1430	37BBS14303
		35		37BBS1435	37BBS14353
		40		37BBS1440	37BBS14403
	5.3 (16Fr)	10	5	37BBS1610	37BBS16103
		15		37BBS1615	37BBS16153
		20		37BBS1620	37BBS16203
		25		37BBS1625	37BBS16253
		30		37BBS1630	37BBS16303
		35		37BBS1635	37BBS16353
		40		37BBS1640	37BBS16403
	6.7 (20Fr)	20	10	37BBS2020	37BBS20203
25		37BBS2025		37BBS20253	
30		37BBS2030		37BBS20303	
35		37BBS2035		37BBS20353	
40		37BBS2040		37BBS20403	
8.0 (24Fr)	20	10	37BBS2420	37BBS24203	
	25		37BBS2425	37BBS24253	
	30		37BBS2430	37BBS24303	
	35		37BBS2435	37BBS24353	
	40		37BBS2440	37BBS24403	
		45	37BBS2445	37BBS24453	

包装：1キット毎滅菌済

包装単位：1キット/箱

再使用禁止



バルーンチューブ

タイプ	チューブ外径 (mm)	有効長 (mm)	バルーン容量 (mL)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号	
バルーンチューブ	4.0 (12Fr)	195	3	37BT12	37BT123	
	4.7 (14Fr)		4	37BT14	37BT143	
	5.3 (16Fr)		5	37BT16	37BT163	
	6.0 (18Fr)		10		37BT18	37BT183
	6.7 (20Fr)				37BT20	37BT203
	7.3 (22Fr)				37BT22	37BT223
	8.0 (24Fr)				37BT24	37BT243

包装：1本毎滅菌済 包装単位：1本/箱

再使用禁止

製品規格
 一般の名称：短期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名：胃瘻バルーンカテーテル
 医療機器認証番号：221ADBZX00031000
 特定保険医療材料名：胃瘻カテII
 クラス分類：II 管理医療機器
 製造販売元：富士システムズ株式会社



アクセサリ

タイプ	接続タイプ	全長 (mm)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
フィーディング 減圧チューブ	ストレート型	90	37BBS09S	37BBS09S3
		280	37BBS28S	37BBS28S3
	L字型	280	37BBS28L	37BBS28L3
		600	37BBS60L	37BBS60L3

包装：1本毎滅菌済 包装単位：5本/箱

再使用禁止

タイプ	接続タイプ	全長 (mm)	カタログ番号
内視鏡アダプタ	スモール専用	—	37BBSA
	チューブ専用	—	37BTA
エア注入用ポンプ	—	—	37BP

包装：1本毎滅菌済 包装単位：1本/箱

再使用禁止

製品規格
 一般の名称：短期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名：胃瘻バルーンカテーテル
 医療機器認証番号：221ADBZX00031000
 クラス分類：II 管理医療機器
 製造販売元：富士システムズ株式会社



ジェジュナルタイプ

タイプ	チューブ外径 (mm)	腸内チューブ長 (mm)	バルーン容量 (mL)	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
ジェジュナルタイプ	6.7 (20Fr)	600	10	37JT20	37JT203

包装：1キット毎滅菌済 包装単位：1キット/箱

再使用禁止

製品規格
 一般の名称：短期的使用胃瘻栄養用チューブ
 販売名：胃瘻バルーンカテーテル
 医療機器認証番号：221ADBZX00031000
 特定保険医療材料名：胃瘻カテIII
 クラス分類：II 管理医療機器
 製造販売元：富士システムズ株式会社



その他栄養関連製品



ジェジュノストミイ カテーテル

カテーテル		ピールオフカニューラ	カタログ番号	ENFit™カタログ番号
外径 (mm)	全長 (cm)	外径 (mm)		
3.0 (9Fr)	70	3.86	3398E-9	3393E-9

包装：1キット毎滅菌済 プリスターパック入り 包装単位：5キット/箱

再使用禁止

製品規格

一般的名称：空腸栄養チューブ
 販売名：ジェジュノストミイ カテーテル
 医療機器認証番号：224AABZX00180000
 特定保険医療材料名：栄養カテーテル 腸瘻用
 クラス分類：II 管理医療機器



コンファーム・ナウ™

カタログ番号	ENFit™カタログ番号
777702	777702E

包装：未滅菌品 再使用禁止

包装単位：10セット/箱

製品規格

一般的名称：呼吸ガスディテクタ
 販売名：コンファーム・ナウ
 医療機器届出番号：22B1X00007KD003A
 クラス分類：I 一般医療機器



メディカット™ ストップコック

カタログ番号	ENFit™カタログ番号
3706	37063

包装：1個毎滅菌済 再使用禁止

包装単位：50個/箱

製品規格

一般的名称：経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコック
 販売名：メディカット ストップコック
 医療機器認証番号：224AABZX00121000
 クラス分類：II 管理医療機器



カンガルー フィーディング コネクタ

タイプ	ENFit™カタログ番号
変換コネクタ タイプA (メス・メス)	3616FF
変換コネクタ タイプB (オス・オス)	3615MM

包装：1個毎滅菌済 再使用禁止

包装単位：20個/箱

製品規格

一般的名称：経腸栄養注入セット
 販売名：カンガルー フィーディング コネクタ
 医療機器届出番号：22B1X00007NS022A
 クラス分類：I 一般医療機器





cardinalhealth.com

Cardinal Healthは、Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) の会員です。
GEDSAは、患者の安全性を高めることを目的とした医療機器用チューブコネクタの国際規格の導入を支援するために設立されました。
ENFit™はGEDSAの商標です。

© 2019 Cardinal Health. All Rights Reserved.
CARDINAL HEALTH、Cardinal Healthロゴ、ESSENTIAL TO CARE、KANGAROO、カンガルー JOEY、カンガルー、メディカット、
ニュートリフロー及びコンファーム・ナウはCardinal Healthの商標又は登録商標です。

お問い合わせ先
日本コヴィディエン株式会社
Tel : 0120-917-205

mt-en-enke
2110.pdf.es