


豊富なラインナップから選べる サクションカテーテル



Argyle™ Fukuroi サクションカテーテル 選択一覧表

カテーテル選択のポイント

1. 挿入深度目盛りの付いたものは？
2. 吸引時に粘膜に吸着しにくいエアフローチップ型のもは？
3. 先端が曲がったクードチップ型のもは？
4. 長さが短いものは？
5. カテーテルにコシがあるものは？
6. カテーテルが柔らかいものは？
7. 吸引物の性状を確認し易いものは？

サククションカテーテル選択一覧表


販売名 サククション カテーテル
医療機器認証番号 225AABZX00030000

カテーテル 外径(Fr)	カラー コード	タイプ	デーリーチップ型						
			バキュームプレーカー				TTCコネクタ		
4	紫	品番	2530-04P35	—	—	—	—	—	—
		長さ	30cm						
5	灰	品番	2530-05P35	2530-05P45	2530-05-MS	2530-05-M	2530-05-MT	2533-05M35	2533-05M45
		長さ	30cm	40cm	30cm	40cm	40cm	34cm	44cm
6	薄緑	品番	—	—	—	—	—	2533-06M35	2533-06M45
		長さ						34cm	44cm
6.5	黄緑	品番	2530-65P35	2530-65P45	2530-65M35	2530-65M45	2530-65T45	2533-65M35	—
		長さ	30cm	40cm	30cm	40cm	40cm	34cm	
7	クリーム	品番	—	—	—	—	—	—	—
		長さ							
8	薄青	品番	—	—	—	2530-08-M	2530-08-MT	—	2533-08M42
		長さ				40cm	40cm		41cm
9	青緑	品番	—	—	—	—	—	—	—
		長さ							
10	黒	品番	—	—	—	2530-10	2530-10-T	2533-1040	2533-1057
		長さ				55cm	50cm	40cm	55cm
12	白	品番	—	—	—	2530-12	2530-12-T	2533-1240	2533-1257
		長さ				55cm	50cm	40cm	55cm
14	緑	品番	—	—	—	2530-14	2530-14-T	2533-1440	2533-1457
		長さ				55cm	50cm	40cm	55cm
16	—	品番	—	—	—	2530-16 ※	—	—	—
		長さ				54cm			
● 深度目盛り			1 深度目盛						
● 先端形状			—	—	—	—	—	—	—
● 長さ			4 ショートタイプ	—	4 ショートタイプ	—	—	4 ショートタイプ	—
● カテーテルのコシ			5 コシが強い	5 コシが強い	—	—	6 柔らかい	—	—
● 性状視認性			7 性状確認容易					—	—

※深度目盛りなし


デーリーチップ

先端は入念な加工が施され、弾力性に富み挿入が容易です。




エアロフローチップ

気道粘膜の損傷を最小限に防止する先端リングタイプです。




クードチップ

左右の気管支への選択挿入や抜管も容易、先端や側孔もなめらか仕上げです。



デーリーチップ型		エアロフローチップ型				クードチップ型		チーマンチップ型(先端閉)			
テーパ	チップロール型	バキュームブレーカー		TTCコネクタ		バキュームブレーカー	TTCコネクタ	ファネル	TTCコネクタ		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 Fr
—	—	2550-05M35 30cm	2550-05M45 40cm	2553-05M35 34cm	—	2510-05-M 40cm	2513-05M35 34cm	—	—	—	5 Fr
—	—	2550-06M35 30cm	2550-06M45 40cm	—	—	—	—	—	—	—	6 Fr
—	—	2550-65M35 30cm	2550-65M45 40cm	2553-65M35 34cm	2553-65M45 44cm	2510-65M45 40cm	2513-65M35 34cm	—	—	—	6.5 Fr
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 Fr
2532-08 46cm	—	—	2550-08M45 40cm	2553-08M35 34cm	2553-08M45 44cm	2510-08-M 40cm	2513-08M42 41cm	2524-08-M 40cm	—	—	8 Fr
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 Fr
2532-10 56cm	2502-10 56cm	2550-10-S 34cm	2550-10 55cm	—	2553-10S7 55cm	2510-10-M 54cm	2513-10M57 55cm	2524-10-M 40cm	2523-1040 38cm	2543-10 59cm	10 Fr
2532-12 56cm	—	2550-12-S 34cm	2550-12 55cm	—	2553-12S7 55cm	2510-12-M 54cm	2513-12M57 55cm	2524-12-M 40cm	2523-1240 38cm	2543-12 59cm	12 Fr
2532-14 56cm	2502-14 56cm	—	2550-14 55cm	—	2553-14S7 55cm	2510-14-M 54cm	2513-14M57 55cm	2524-14-M 40cm	—	—	14 Fr
2532-16 56cm	—	—	—	—	—	2510-16-M 54cm	—	—	—	—	16 Fr
—	—	1 深度目盛				1 深度目盛					
—	—	2 エアロフローチップ型				3 先端曲がり					
—	—	4 ショートタイプ	—	4 ショートタイプ	—	—	—	—	4 ショートタイプ	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	7 性状確認容易		—	—	7 性状確認容易	—	7 性状確認容易	—	—	



カタログ番号：2580-12 2533M65CTS

サククション カテーテル コレクショントラップ付

- 細菌培養検査を目的とした気道内分泌物の吸引採取・保管を、簡便に行うことができます。
- 吸引カテーテルと採取容器を組み合わせています。
- カテーテルには、セーフティマーク(深度目盛)が付いています。


カタログ番号	カテーテル外径 (Fr)	容器容量 (mL)	容器形状	接続端
2530-65CTF	6.5	20	平底タイプ	バキューム プレーカー
2580-12	12			
2582-05	5	10	スピッツタイプ	
2530-65CTS	6.5			
2582-12	12			
2533M65CTS	6.5	10	スピッツタイプ	TTCコネクタ
2533-12CTS	12			

包装：1本毎滅菌済、ビールパック入り

医療機器認証番号 224AABZX00196000

包装単位：50本/箱

材質：トラップ：ポリスチレン カテーテル：ポリ塩化ビニル



カタログ番号：2586S 2586-MS 2583-10S


スぺシメン コレクション コンテナ

- 気管支鏡を使用した分泌物の採取・保管を、簡便に行うことができます。
- 2種類の接続端に加え、容器容量も3種類の中から、用途に応じた選択が可能です。

カタログ番号	容器容量 (mL)	容器形状	包装単位
2583-10S	10	スピッツタイプ	50本/箱
2583-10-MS			
2583-50S	50	平底タイプ	25本/箱
2586S	20		
2586-MS			50本/箱

包装：1本毎滅菌済、プリスターパック入り、予備キャップ・ネームカード入り

材質：コンテナ：ポリスチレン、チューブ：ポリ塩化ビニル



カタログ番号：2575-20

デーリー サククション カテーテル

- 新生児の外耳、口腔内、気管等の用水を吸引する為のカテーテルです。
- カテーテル先端を目的部位にあてて、マウスピースより静かに吸引することが可能です。

カタログ番号	トラップ容量 (mL)	吸引カテーテル	
		外径 (mm)	長さ (cm)
2575-20	20	3.33 (10Fr)	30

包装：1本毎滅菌済、プリスターパック入り

医療機器認証番号 224AABZX00142000

材質：コンテナ：ポリスチレン、カテーテル：ポリ塩化ビニル

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

