



低刺激の ソリッドジェルで正確な モニタリングが可能



カタログ番号:H135T



カタログ番号:H99SG

Kendall™ ケンドール™ 電極 アルボ

- 粘着性ソリッドジェル+粘着テープによって広範囲に肌に密着。適度な粘着性ではがれにくくなっています。
- ジェル自体に粘着性をもたせることで、テープ部の粘着力を抑えました。テープ下に発生しがちな肌のかぶれを軽減します。
- 電極素子にはAg/AgCl(銀/塩化銀)を使用。粘着性ジェルが肌と電極との密着性を高めるので、より正確で安定したモニタリングが可能です。
- 形状を崩しにくい高分子のソリッドジェルを使用。はがした後のべたつきや、ふき取りの手間を軽減します。

アルボシリーズ

製品名	カタログ番号	基材	直径(mm)	備考	包装単位
アルボ H124	H124	フォーム	30×24	-	10袋/箱 (50個/袋)
アルボ H135	H135		-		
アルボ H135T	H135T		X線透過タイプ		
アルボ H92	H92	クロス	57×34	-	10袋/箱(30個/袋)
アルボ H99SG	H99SG		55	-	

製品規格
一般の名称：単回使用心電用電極
販売名：ケンドール電極 アルボ
医療機器届出番号：22B1X00007DG001A
クラス分類：I 一般医療機器

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

