

2023年6月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニュー エンテラル フィーディング チューブ 及び ニュートリフロー フィーディング チューブ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

— 記 —

販売名：ニュー エンテラル フィーディング チューブ
 ニュートリフロー フィーディング チューブ

変更箇所：ジョイント部分

変更内容：キャップとジョイント部分を一体成型にする事により、ジョイント部のリングの段差を解消

変更箇所	現	新
キャップとジョイント部を一体成型に変更		

変更理由：一体成型にする事により、キャップとジョイントの接続部を強化する為

変更時期：2023年7月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号：

製品名	カタログ番号	ロット番号
ニュー エンテラル フィーディング チューブ	3373-5	23G0255
	3373-7	未定
	3373-8	23G0236
	3373-10	23G0246
	3373-12	23G0396
	3373-5-S	未定
	3373-7-S	未定
	3373-8-S	23F0534
	3373-10-S	23G0398
	3373-12-S	23F0533
ニュートリフロー フィーディング チューブ	3313-5	23G0250
	3313-7	23G0228
	3313-8	23H0154
	3313-10	23G0249
	3313-12	23G0227

<ニュー エンテラル フィーディング チューブ>

医療機器認証番号：225AABZX00129000

一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

JMDN コード：16798000

<ニュートリフロー フィーディング チューブ>

医療機器認証番号：224AABZX00193000

一般的名称：食道経由経腸栄養用チューブ

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

JMDN コード：16798000

以上

■ご案内文書はこちらからご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

