

2023年1月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「カンガルー 経腸栄養セット (ISO 80369-3 ENFit™)」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内傍々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : カンガルー 経腸栄養セット

改訂内容 :

改訂前	改訂後
<原材料> アダプタ : SEBS 連結管 : ポリ塩化ビニル (TOTM) 点滴筒 : ポリ塩化ビニル (TOTM) コネクタ : アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体樹脂	<原材料> スチレンエチレンブチレンスチレン共重合体、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、脂肪族アミノ系プライマー、シアノアクリレート系接着剤、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン 本品は DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を使用していない。

改訂理由 : 栄養剤等が接触する部分及び体に接触する部分の原材料情報を追記

販売名 : カンガルー 経腸栄養セット

医療機器届出番号 : 22B1X00007NS004A

クラス分類 : I 一般医療機器

一般的名称 : 経腸栄養注入セット

JMDN コード : 70400000



CardinalHealth

変更後の電子化された添付文書を開覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内”をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

