



耐久性のフォーム素材 を使用した、 スタンダードな メディトレイスシリーズ



カタログ番号: 31050522



カタログ番号: 22750

Kendall™

ケンドール™ 電極 メディトレイス™ / レディオトレイス™

- モニタリングやストレステスト用電極として幅広くご使用いただくことができます。
- ハイドロファイニングジェルは、ジェル自体に粘着性をもたせ、より強い粘着力と皮膚への刺激軽減を可能にしました。

ケンドール™ 電極 メディトレイス™

製品名	カタログ番号	素材	直径 (mm)	備考	包装単位
メディトレイス 200	31050522	耐水性 ポリウレタン フォーム	36	-	10袋/箱(100個/袋)
メディトレイス 200-30	31078135			-	20袋/箱(30個/袋)
メディトレイス 100	31118733		30	-	10袋/箱(100個/袋)
メディトレイス 100-30	31112496			-	20袋/箱(30個/袋)
メディトレイス 530	31013926		43	-	20袋/箱(30個/袋)
メディトレイス 750	22750	テープ	45	X線透過タイプ	20袋/箱(50個/袋)

ケンドール™ 電極 レディオトレイス™

製品名	カタログ番号	素材	直径 (mm)	備考	包装単位
レディオトレイス 630	40000003	耐水性 ポリウレタン フォーム	36	X線透過タイプ	20袋/箱(30個/袋)

製品規格
 一般的名称：単回使用心電用電極
 販売名：ケンドール電極 メディトレイス
 医療機器届出番号：13B1X00069LD002A
 クラス分類：I 一般医療機器

製品規格
 一般的名称：単回使用心電用電極
 販売名：ケンドール電極 レディオトレイス
 医療機器届出番号：13B1X00069LD007A
 クラス分類：I 一般医療機器

お問合せ先
 カーディナルヘルス株式会社
 Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
 サイトはこちら

