

2023年9月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

W-ED チューブ サイズ追加のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「W-ED チューブ」において、下記の通りにサイズを追加する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善・改良および新製品の研究開発に努めて行く所存ですので、何卒ご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

販売名 : W-ED チューブ

製品名 : W-ED チューブ ショートタイプ

医療機器認証番号 : 225AABZX00182000

一般的名称 : 消化管用チューブ(短期的使用経鼻胃チューブ)

JMDNコード : 14202000(14221012)

クラス分類 : II

特定保険医療材料請求区分 : 026 栄養カテーテル (1) 経鼻用 ④ 特殊型

償還価格 : 2,110円

発売開始日 : 9月20日

<W-ED チューブ ショートタイプ>

カタログ番号	チューブ外径	長さ(cm)	JANコード	メーカー希望小売価格
2793-08S	8Fr	88	4987578901082	22,000円/箱
2793-10S	10Fr	88	4987578901099	22,000円/箱
2793-12S	12Fr	120	4987578901105	22,000円/箱
2793-14S	14Fr	120	4987578901112	22,000円/箱
2793-16S	16Fr	120	4987578901129	22,000円/箱
2793-18S	18Fr	120	4987578901136	22,000円/箱

包装単位 : 10本/箱 再使用禁止 エチレンオキサイドガス滅菌済み

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

