

2022年2月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび販売名「カンガルー 経腸栄養セット」の医薬発第888号規格品の販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後につきましては、下記の通りISO80369-3 ENFit™規格の代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。

長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

【販売中止製品】

販売名 : カンガルー 経腸栄養セット
コネクタ規格 : 医薬発第 888 号 (黄色コネクタ)
医療機器届出番号 : 22B1X00007NS004A
一般的名称 : 経腸栄養注入セット
JMDNコード : 70400000
クラス分類 : I 一般医療機器
カタログ番号 : 3611
販売終了理由 : 相互接続防止コネクタの国際規格への移行のため
販売終了時期 : 2022年9月 (在庫状況により前後する可能性が御座います)

【代替製品】

販売名 : カンガルー 経腸栄養セット
コネクタ規格 : ISO80369-3 ENFit™ (紫色コネクタ)
医療機器届出番号 : 22B1X00007NS004A
一般的名称 : 経腸栄養注入セット
JMDNコード : 70400000
クラス分類 : I 一般医療機器
カタログ番号 : 36113

以上

添付資料) 代替製品について

販売名 : カンガルー 経腸栄養セット
 コネクタ規格 : ISO80369-3 ENFit™ (紫色コネクタ)
 医療機器届出番号 : 22B1X00007NS004A
 一般的名称 : 経腸栄養注入セット
 JMDNコード : 70400000
 クラス分類 : I 一般医療機器


カタログ 番号	JANコード	メーカー希望 小売価格
36113	4987578133964	5,250 円/箱

包装単位 : 25セット/箱

再使用禁止

エチレンオキサイドガス滅菌済み

販売中止製品 代替製品 対比製品画像



※販売中止製品、代替製品いずれも専用ポンプ（カンガルーフィーディングポンプ2100型または624型）に装着して使用する製品です。

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

