

Protexis™ 合成ゴム (ポリイソプレン) 製 手術用手袋

# プロテキシス™ PI テクスチャ

テクスチャ (表面粗面) 仕上げが乾燥した / 湿った状態でも優れたグリップ感を提供

- 二重装着時も、触覚感度と手の保護を両立
- 装着性に優れた潤滑コーティングで、快適な皮膚感覚を提供
- 袖口のめくれあがり防止するカフのビード加工
- 親指や手のひらの動きを邪魔せず、疲労を感じさせない、手の解剖に基づくデザイン



本品は天然ゴムを使用  
していません

# Protexis™ プロテキシス™ PI テクスチャ



属性（促進劣化前）	
切断時引張力	17 Mpa以上※1
500%伸び時の引張力	7.0 Mpa以下※1
切断時伸び率	650%以上※1
ピンホール試験※2	0.65 AQL※1

カタログ番号	サイズ	長さ	厚さ※1			材質	色	カフタイプ	加硫促進剤	入数/箱
			指先	手のひら	カフ					
2D72TG55	5.5	289mm	0.27mm	0.21mm	0.18mm	ポリイソプレン (PI)	クリーム	ビード/ロール	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛 (ZDEC) メルカプトベンゾチアゾール亜鉛 (ZMBT) ジフェニルグアニジン (DPG)	50双
2D72TG60	6									
2D72TG65	6.5									
2D72TG70	7	303mm								
2D72TG75	7.5									
2D72TG80	8									
2D72TG85	8.5									

1双毎滅菌済

再使用禁止

※1 In accordance with ASTM D 3577

※2 Tested in accordance with ASTM D 5151

一般的名称: 非天然ゴム製手術用手袋

販売名: カーディナルヘルス ディスポーザブル 合成ゴム(ポリイソプレン)製手術用手袋

医療機器認証番号: 229ADBZI00090000

クラス分類: II 管理医療機器

## お問合せ先

カーディナルヘルス株式会社

TEL: 0120-917-205

©2019 ©2018 Cardinal Health. All Rights Reserved. CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthロゴ, ESSENTIAL TO CAREおよび PROTEXISはCardinal Healthの商標又は登録商標です。

  
**Cardinal Health**  
Essential to care™

ct-sg-pitx  
2305.PDF.Mark