

2023年1月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「カンガルー Joey ポンプ ポンプセット (フラッシュ用バッグ付タイプ ISO 80369-3 ENFit™)」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : カンガルー Joey ポンプ ポンプセット

改訂内容 :

改訂前	改訂後
薬液等を通じて間接的に身体に接触する部材の原材料 容器部 : ポリ塩化ビニル RTH アダプタ : スチレンエチレンブチレンスチレン共重合体 チューブ : ポリ塩化ビニル AFF バルブ : ポリカーボネート、ポリエチレン、シリコーン油 ポンプチューブ : シリコーン リテーナ管 : ポリ塩化ビニル コネクタ(ISO 80369-3) : ポリエステル共重合体	<原材料> ポリ塩化ビニル、インキ、ポリカーボネート、ポリエチレン、シリコーン油、シリコーンゴム、ストロンチウムフェライト及びナイロン、ポリエステル共重合体、スチレンエチレンブチレンスチレン共重合体、シアノアクリレート系接着剤、脂肪族アミノ系プライマー

改訂理由 : 栄養剤等が接触する部分及び体に接触する部分の原材料情報を追記

販売名 : カンガルー Joey ポンプ ポンプセット

医療機器認証番号 : 222AABZX00117000

クラス分類 : II 管理医療機器

一般的名称 : ポンプ用経腸栄養注入セット

JMDN コード : 70376000



CardinalHealth

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内“をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

