

Protexis™ 天然ゴム (ラテックス) 製 手術用手袋

プロテキシス™ ラテックス

幅広い手術環境で使用される汎用性のある手袋

- ・ 肌になじみ、白く反射しない※1
- ・ 袖口のめくれあがり防止するカフのビード加工
- ・ 親指や手のひらの動きを邪魔せず、疲労を感じさせない、手の解剖に基づくデザイン



本品は天然ゴムを使用
しています。

Protexis™ プロテキシス™ ラテックス



属性（促進劣化前）	
切断時引張力	24 Mpa以上※2
500%伸び時の引張力	5.5 Mpa以下※2
切断時伸び率	750%以上※2
穿刺抵抗(カフ)	5N以上※4
ピンホール試験※3	0.65 AQL※2

カタログ番号	サイズ	長さ	厚さ※2			材質	色	カフタイプ	タンパク質含有量	加硫促進剤	入数/箱
			指先	手のひら	カフ						
2D72NS55X	5.5	282mm	0.25mm	0.20mm	0.19mm	天然ゴム (ラテックス) ニトリルポリマー コーティング	ライト ブラウン	ビード/ ロール	50μg/ dm ² 未満	ジブチルジチオカ ルバミン酸亜鉛 (ZDBC)	50双
2D72NS60X	6										
2D72NS65X	6.5										
2D72NS70X	7	295mm									
2D72NS75X	7.5										
2D72NS80X	8										
2D72NS85X	8.5										

1双毎滅菌済

再使用禁止

※1 As compared to other colored gloves in the Protexis® Latex Surgical Gloves Portfolio

※2 In accordance with ASTM D 3577

※3 Tested in accordance with ASTM D 5151

※4 Tested in accordance with AS/NZS 4179, average test result =

一般的名称: 天然ゴム製手術用手袋

販売名: カーディナルヘルス ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋

医療機器認証番号: 229ADBZI00091000

クラス分類: II 管理医療機器

お問い合わせ先

カーディナルヘルス株式会社

TEL: 0120-917-205

©2019 ©2018 Cardinal Health. All Rights Reserved. CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthロゴ, ESSENTIAL TO CAREおよび PROTEXISはCardinal Healthの商標又は登録商標です。



Cardinal Health
Essential to care™

ct-sg-ltex
2305.PDF.Mark