

2022年12月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「デニスガイドワイヤ N」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内傍々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名： デニスガイドワイヤ N

改訂内容：

改訂前	改訂後
<原材料> ガイドワイヤ： ニッケルチタン合金、ポリウレタン樹脂	<原材料> ニッケルチタン合金、ポリウレタン、メチルビニルエーテル無水マレイン酸共重合体、ポリエチレン

改訂理由： 本品を介して間接的及び直接的に人体へ接触する部分の原材料情報を追記

販売名： デニスガイドワイヤ N

医療機器認証番号： 220AABZX00159000

クラス分類： II 管理医療機器

一般的名称： 非血管用ガイドワイヤ

JMDNコード： 35094022

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1コード）からご覧いただくか、従来通りPMDAホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。

詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

