

シリコーン製 留置導尿用 フォーリーカテーテル


Dover™

シリコーンフォーリーカテーテル

Dover™

シリコンフォーリーカテーテル

- 術後の尿路の確保、尿閉の改善、尿量の測定、膀胱洗浄などに使用します。
- 小児用 (2Way) は、スタイレット付のため、挿入が容易に行えます。
- 3Wayは、注入用ルーメンがあり、膀胱の持続的洗浄時の注入等に適しています。



シリコンフォーリーカテーテル一覧

| | 特定保険医療材料名略称 | カタログ番号 | 外径 mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------|------------|------|-----|------|
| 2Way (小児用) *スタイレット付 | 膀胱留置カテ 特定 (II) | 60308S | 2.7 (8Fr) | 3.0mL | 330 | レッド | | | |
| | | 60310S | 3.3 (10Fr) | | | イエロー | | | |
| 2Way | 膀胱留置カテ 2管一般 (II) - 1 | 60512S | 4.0 (12Fr) | 5mL | 420 | ホホワイト | | | |
| | | 60514S | 4.7 (14Fr) | | | グリーン | | | |
| | | 60516S | 5.3 (16Fr) | | | オレンジ | | | |
| | | 60518S | 6.0 (18Fr) | | | レッド | | | |
| | | 60520S | 6.7 (20Fr) | 10mL | | イエロー | | | |
| | | 60522S | 7.3 (22Fr) | | | バイオレット | | | |
| | | 60524S | 8.0 (24Fr) | | | ブルー | | | |
| | | 60526S | 8.7 (26Fr) | | | ブラウン | | | |
| | | 63018S | 6.0 (18Fr) | | | 30mL | レッド | | |
| | | 63020S | 6.7 (20Fr) | | | | イエロー | | |
| | | 63022S | 7.3 (22Fr) | バイオレット | | | | | |
| | | 63024S | 8.0 (24Fr) | ブルー | | | | | |
| | | 3Way | 膀胱留置カテ 特定 (II) | 66518S | | 6.0 (18Fr) | 30mL | 420 | レッド |
| | | | | 66520S | | 6.7 (20Fr) | | | イエロー |
| 66522S | 7.3 (22Fr) | | | バイオレット | | | | | |
| 66524S | 8.0 (24Fr) | | | ブルー | | | | | |

包装毎滅菌済 材質：シリコンゴム X線造影ライン入 包装単位：10本/箱 単回使用

製品規格

一般的名称：短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
販売名：シリコンフォーリーカテーテル
クラス分類：II 管理医療機器
医療機器認証番号：220ADBZX00112000
製造販売元：富士システムズ株式会社

特定保険医療材料名：

2Way (小児用) 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 特定 (II)
2Way 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 2管一般 (II) - 1
3Way 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 特定 (II)

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

