

# ハイドロジェルコート フォーリー カテーテル MFトレイ構成品について

例) カタログ番号：7014MFN



## <構成>

構	成
	カテーテル〔採尿バッグ(2000mL)接続済〕
	アンダーパッド
	プラスチック製手袋
	穴あきドレープ
	綿球
	潤滑ゼリー(潤滑剤)
	プラスチック製セッシ
×	10mL滅菌水入りシリンジ
	専用トレイ
	クローズド確認シール
×	10%ポビドンヨード液

下記2点は同梱されておられません。お手数ですが、別途ご準備頂きますようお願い申し上げます

□ 10mL滅菌水入りシリンジ

□ 10%ポビドンヨード液

製品規格  
 一般的名称：短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル  
 販売名：ハイドロジェルコート フォーリー カテーテル  
 医療機器承認番号：21100BZY00388000  
 クラス分類：Ⅱ 管理医療機器  
 製造販売元：カーディナルヘルス株式会社

