

2023年1月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

— 記 —

販売名： SMAC プラス / シース イントロデューサー セット / メディカット ガイド ワイヤ /
マイクロニードル ポート

変更箇所： ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分（青）

変更内容：

変更箇所	現	新
ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分		 スライダー部分 6 mm短縮

変更理由： ガイドワイヤの Y サイトやプラスチックカニューラへの挿入性向上のため

変更時期： 2022年11月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	シングルルーメン	1916-06GMZ	23A0056	2月上旬
		191608GFX	未定	未定
		1916-08GM	22L0139	変更完了
		1916-08GMF	23A0019	1月下旬
		1916-08GMJ	22M0145	1月中旬
		191608GMJF	未定	未定
		1916-08GMZ	22M0022	1月中旬
		191608GZMF	22M0184	2月上旬
		191608ZFX	未定	未定
		1916-23GM	22M0146	1月下旬
		1916-23GMZ	23B0063	2月下旬
		1918-6GEO	23B0220	5月上旬
		1920-6GEO	未定	1月下旬
		ダブルルーメン	191206WGMZ	23A0050
	191208WGFX		22M0068	未定
	1912-08WGM		22M0019	変更完了
	191208WGMF		22M0021	変更完了
	191208WGMZ		23A0052	2月下旬
	191208WMFV		未定	未定
	191208WZFX		22M0067	未定
	191208WZYF		未定	未定
	191223WGFX		未定	未定
	1912-23WGM		23A0049	2月上旬
	191223WGMF		22M0117	1月中旬
	191223WGMZ		23B0239	3月下旬
	191223WZFX	未定	未定	
191223WZMF	23C0057	4月下旬		
191223WZYF	23A0054	未定		
19128WGMJF	22M0118	変更完了		
19128WGMNF	23C0058	未定		
19128WGZMF	22M0130	変更完了		
1912-8WGMJ	22L0118	1月下旬		
1915-05WGM	22M0119	1月中旬		

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	ダブルルーメン	1915-08WGM	22M0164	1月下旬
		191508WGMF	23C0062	3月下旬
		1915-5WGEO	22M0165	4月上旬
		1916-8WGUM	22M0408	1月中旬
		1317-2WG	23A0016	2月中旬
		1317-3WG	23C0053	5月上旬
		1317-5WG	22M0125	1月中旬
		1917-2WGEO	未定	未定
		1917-3WGEO	未定	未定
		1917-5WGEO	23C0066	3月下旬
		トリプルルーメン	191206TGMZ	22M0161
	191208TGFX		22M0367	5月下旬
	1912-08TGM		22M0018	変更完了
	191208TGMF		22M0020	変更完了
	191208TGMZ		未定	3月下旬
	191208TMFV		22L0137	3月下旬
	191208TZFX		22M0127	未定
	191208TZYF		23C0024	未定
	191223TGFX		22M0128	未定
	1912-23TGM		未定	未定
	191223TGMF		未定	未定
	191223TGMZ		23A0053	1月中旬
	191223TZFX		23B0252	未定
	191223TZYF		未定	未定
	1912-8TGMJ		23A0018	1月下旬
	19128TGMJF		22M0129	1月中旬
	19128TGMNF		23C0368	未定
	19128TGZMF		22M0182	変更完了
	1315-3TG		22L0134	変更完了
	1315-5TG		22L0358	変更完了
	1315-5TGFC		22M0179	3月上旬
	1915-05TGM	23B0218	1月下旬	
1915-5TGEO	23C0061	3月下旬		

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
シース イントロデューサー セット	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6180E07M	22M0131	1月下旬
	22G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6180E10M	22L0092	変更完了
	20G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6180Z10M	未定	未定
	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190E07A	22L0418	1月中旬
	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190E07M	22K0113	変更完了
	22G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6190E10M	22K0332	変更完了
	20G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190Z07M	22K0114	1月中旬
	20G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6190Z10M	22L0112	1月中旬
メディカット ガイド ワイヤ	45 cm アングルタイプ	1-AFC45-18	22L0129	2月上旬
	60 cm Jタイプ	1-AFC60-18	23A0026	2月下旬
	44 cm アングルタイプ	1-JFC45-18	22L0130	3月下旬
	59 cm Jタイプ	1-JFC60-18	23A0027	3月中旬
マイクロニードル ポート	22G 金属穿刺針	1405-08A	22L0065	変更完了
	20G 金属穿刺針	1405-08ZA	22K0001	変更完了
	22G 金属穿刺針 シルバータイプ	1406-08A	22M0132	1月中旬
	20G 金属穿刺針 シルバータイプ	1406-08ZA	23A0042	1月中旬



CardinalHealth

販 売 名： SMAC プラス

医療機器承認番号： 21900BZX00953000

一般的名称： 中心静脈用カテーテル

JMDN コード： 10729100

販 売 名： シース イントロデューサー セット

医療機器承認番号： 20300BZZ00629000

一般的名称： 心臓用カテーテルイントロデューサキット

JMDN コード： 10598000

販 売 名： メディカット ガイド ワイヤ

医療機器承認番号： 15900BZZ00384000

一般的名称： 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ

JMDN コード： 35094114

販 売 名： マイクロニードル ポート

医療機器承認番号： 22600BZX00459000

一般的名称： 長期的使用注入用植込みポート

JMDN コード： 35911104

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

