

2021年10月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

「サクシオン カテーテル」販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「サクシオン カテーテル」の一部製品を、現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
今後につきましては、下記の通り代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。
長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

【販売中止製品】

販売名：サクシオン カテーテル（チーマンチップ™型）

医療機器認証番号：225AABZX00030000

一般的名称：気管支吸引用カテーテル

JMDNコード：31249000

クラス分類：クラスⅡ－管理医療機器

カタログ番号：別紙1参照

販売終了理由：日本規格協会グループで改正された JIS T 3251 の適合規格から外れるため

販売終了時期：2022年3月（在庫状況により変動します）

【代替製品】

販売名：サクシオン カテーテル（クードチップ™型）

医療機器認証番号：225AABZX00030000

一般的名称：気管支吸引用カテーテル

JMDNコード：31249000

クラス分類：クラスⅡ－管理医療機器

カタログ番号：別紙1参照

以上



CardinalHealth

別紙1) 販売中止製品及び代替製品

【販売中止製品】サクシオン カテーテル (チーマンチップ™型) 包装単位：50本/箱

カタログ 番号	カテーテル		接続端	先端形状	メーカー希望 小売価格
	外径 (mm)	シャフト長 (cm)			
2524-08-M	2.67(8Fr)	40	ファネル	チーマンチップ型 (先端閉)	12,500 円/箱
2524-10-M	3.33(10Fr)	40	ファネル	チーマンチップ型 (先端閉)	12,500 円/箱
2524-12-M	4.0(12Fr)	40	ファネル	チーマンチップ型 (先端閉)	12,500 円/箱
2524-14-M	4.67(14Fr)	40	ファネル	チーマンチップ型 (先端閉)	12,500 円/箱
2543-10	3.33(10Fr)	59	TTC コネクタ	チーマンチップ型 (先端閉)	16,250 円/箱
2543-12	4.0(12Fr)	59	TTC コネクタ	チーマンチップ型 (先端閉)	16,250 円/箱
2523-1040	3.33(10Fr)	38	TTC コネクタ	チーマンチップ型 (先端閉)	8,250 円/箱
2523-1240	4.0(12Fr)	38	TTC コネクタ	チーマンチップ型 (先端閉)	8,250 円/箱

【代替製品】サクシオン カテーテル (クードチップ™型) 包装単位：50本/箱

カタログ 番号	カテーテル		接続端	先端形状	メーカー希望 小売価格
	外径 (mm)	シャフト長 (cm)			
2510-08-M	2.67(8Fr)	40	バキューム ブレーカー	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱
2510-10-M	3.33(10Fr)	54	バキューム ブレーカー	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱
2510-12-M	4.0(12Fr)	54	バキューム ブレーカー	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱
2510-14-M	4.67(14Fr)	54	バキューム ブレーカー	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱
2513-10M57	3.33(10Fr)	55	TTC コネクタ	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱
2513-12M57	4.0(12Fr)	55	TTC コネクタ	クードチップ型 (先端開)	16,250 円/箱

別紙2) 販売中止製品 代替製品 対照表及び対比製品画像







【対照表】

販売中止製品 サクシオン カテーテル (チーマンチップ™型)		
カタログ番号	カテーテル	
	外径 (mm)	シャフト長 (cm)
2524-08-M	2.67(8Fr)	40
2524-10-M	3.33(10Fr)	40
2524-12-M	4.0(12Fr)	40
2524-14-M	4.67(14Fr)	40
2543-10	3.33(10Fr)	59
2543-12	4.0(12Fr)	59
2523-1040	3.33(10Fr)	38
2523-1240	4.0(12Fr)	38

→

代替製品 サクシオン カテーテル (クードチップ™型)		
カタログ番号	カテーテル	
	外径 (mm)	シャフト長(cm)
2510-08-M	2.67(8Fr)	40
2510-10-M	3.33(10Fr)	54
2510-12-M	4.0(12Fr)	54
2510-14-M	4.67(14Fr)	54
2513-10M57	3.33(10Fr)	55
2513-12M57	4.0(12Fr)	55
2513-10M57	3.33(10Fr)	55
2513-12M57	4.0(12Fr)	55

【対比製品画像】

	販売中止製品 サクシオン カテーテル (チーマンチップ™型)		代替品 サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	
先端形状	先端閉 側孔 2箇所 		先端開 側孔 2箇所 	
接続端形状	ファネル 	TTC コネクタ 	バキュームブレーカー 	TTC コネクタ 

■ ご案内文書はこちらからご参照いただけます。
日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

