

2021年3月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PICC キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。





敬具

— 記 —

販売名：PICC キット

変更箇所：ガイドワイヤ / ショートカニューラ針

変更内容：

変更箇所	現	新
ガイドワイヤ		 先端から 20/30/40/50 cmに目盛追加
ショートカニューラ針	 20G ショートカニューラ針	 22G ショートカニューラ針

変更理由：カテーテル留置の安全性向上のため

変更時期：2021年4月より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ガイドワイヤ	ショートカニューラ針	変更開始 ロット番号	変更時期
				
1930-18-G	●		21E0398	2021年6月上旬
1930-23-G	●		21F0350	2021年6月下旬
1940-18-G	●	●	21D0436	2021年5月上旬
1940-23-G	●	●	21D0442	2021年5月下旬
1945-18-WG	●	●	21D0438	2021年4月下旬
1945-23-WG	●	●	21E0404	2021年6月上旬
1930-18GH	●		未定	2021年7月下旬
1930-23GH	●		未定	未定
1940-18GH	●	●	21D0437	2021年7月中旬
1940-23GH	●	●	未定	未定
1945-18WGH	●	●	21D0439	2021年5月中旬
1945-23WGH	●	●	未定	未定
193018GHF	●		21E0399	未定
193023GHF	●		未定	未定
194018GHF	●	●	21D0443	2021年6月中旬
194023GHF	●	●	未定	未定
194518WGHF	●	●	21D0441	2021年5月上旬
194523WGHF	●	●	21G0160	未定

販売名：PICC キット

医療機器承認番号：21900BZX00862000

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDN コード：36257100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

