

2022年10月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。  
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を  
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

#### — 記 —

販売名： SMAC プラス / CV カテーテル セルジンガー キット / アスピレーションセルジンガーキット /  
蛍光尿管カテーテル

変更箇所： ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分

変更内容：

変更箇所	現	新
ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分		 先端部形状変更（短縮およびスリム化）

変更理由： ガイドワイヤの Y サイトやプラスチックカニューラへの挿入性向上のため

変更時期： 2022年11月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

## 対象カタログ番号と変更開始ロット番号

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	シングルルーメン	1314-12G	22L0133	1月中旬
		1314-23G	未定	3月上旬
		1316-12G	23A0038	1月上旬
		1316-12GFC	未定	3月上旬
		1316-23G	23A0039	1月下旬
		1316-8G	未定	2月中旬
		1318-12G	22M0017	12月中旬
		1318-23G	未定	3月上旬
		1318-8G	22L0117	2月下旬
		1320-12G	未定	未定
	ダブルルーメン	1312-12WG	23A0014	1月中旬
		131212WGFC	22M0013	12月下旬
		1312-23WG	23A0033	2月中旬
		131223WGFC	未定	3月上旬
		1312-6WG	未定	3月下旬
		13126WGFC	未定	3月中旬
		1312-8WG	未定	2月中旬
		13128WGDFC	未定	未定
		13128WGFC	未定	1月下旬
		1315-12WG	22M0158	12月下旬
		1315-23WG	未定	2月下旬
		1315-5WG	22M0141	1月中旬
		1315-8WG	未定	2月中旬
		1317-12WG	22M0160	2月中旬
		1317-23WG	未定	未定
	1317-8WG	22M0180	1月下旬	
	トリプルルーメン	1312-12TG	22M0011	1月上旬
		131212TGFC	23A0036	2月下旬
		1312-23TG	未定	未定
		131223TGFC	未定	3月下旬
1312-6TG		未定	未定	
1312-6TGFC		未定	未定	
1312-8TG		23A0035	1月中旬	
13128TGFC		23A0015	1月上旬	

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期	
SMAC プラス	クワッドルーメン	1311-6QGFC	未定	未定	
		1311-8QGFC	未定	2月上旬	
CV セルジンガー キット	シングルルーメン	1714-12-G	未定	未定	
		1714-20-G	未定	3月上旬	
		1716-08-G	未定	3月中旬	
		1716-12-G	23A0043	2月下旬	
		1716-20-G	未定	2月上旬	
		1718-12-G	22L0122	1月下旬	
		1718-20-G	22M0152	2月上旬	
		1720-12-G	未定	3月上旬	
	ダブルルーメン	1712-08WBG	未定	未定	
		1712-12WBG	22L0363	11月下旬	
		1712-20WBG	未定	2月下旬	
		1714-08WBG	未定	2月下旬	
		1714-12WBG	22L0364	12月中旬	
		1714-20WBG	22M0133	12月下旬	
		1716-08WBG	未定	1月下旬	
		1716-12WBG	22M0151	12月下旬	
		1716-20WBG	22M0172	1月上旬	
		1718-08WBG	未定	未定	
		1718-12WBG	22L0143	12月上旬	
		1718-20WBG	未定	未定	
	トリプルルーメン	1712-08TBG	未定	未定	
		1712-12TBG	22M0170	12月下旬	
		1712-20TBG	未定	未定	
	蛍光尿管カテーテル	カテーテル先端 ピッグテイル	4600-6P	未定	2月上旬
		カテーテル先端 ストレート	4600-6S	22M0242	12月下旬
	アスピレーションセルジンガーキット	カテーテル先端 ストレート	5630-530	未定	未定
			5630-820	未定	2月下旬
カテーテル先端 ピッグテイル		5630-820P	未定	1月上旬	



販売名：SMAC プラス  
医療機器承認番号：21900BZX00953000  
一般的名称：中心静脈用カテーテル  
JMDN コード：10729100

販売名：CV カテーテル セルジンガー キット  
医療機器承認番号：20200BZZ00124000  
一般的名称：中心静脈用カテーテル  
JMDN コード：10729100

販売名：アスピレーションセルジンガーキット  
医療機器承認番号：21200BZZ00302000  
一般的名称：心膜排液用カテーテル  
JMDN コード：10741102

販売名：蛍光尿管カテーテル  
医療機器承認番号：30100BZX00188000  
一般的名称：単回使用尿管照明用カテーテル  
JMDN コード：32035000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。  
カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト  
<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

