

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフ T ポート」「セーフアクセス 輸液セット」「セーフアクセス 輸液セット P」「セーフアクセス 輸液セット F」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —


販売名	カタログ番号	医療機器認証(承認)番号	一般的名称
セーフ T ポート (製造販売元：日本コヴィディエン株式会社)	1881-T2S、1883-T2W 1881-T2W、1882-T2SPS 1883-T2PS、1883-T2SPS	225AABZX00007000	汎用血液流路用ストップコック (JMDN コード：35375012)
セーフアクセス 輸液セット (製造販売元：日本コヴィディエン株式会社)	上記セーフ T ポートを 組み込んだカタログ番号全て	219ADBZX00124000	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット (JMDN コード：70371000)
セーフアクセス 輸液セット P (製造販売元：日本コヴィディエン株式会社)		22700BZX00188000 (承認)	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット (JMDN コード：70371000)
セーフアクセス 輸液セット F (製造販売元：フォルテ グロウ メディカル株式会社)		224AABZX00179000	自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット (JMDN コード：70371000)

クラス分類：II 管理医療機器

変更内容：本体雌コネクタ側ハウジング部の長さ変更（1.5mm 延長）

変更理由：側管ゴムセパタム部に専用オスコネクタ（セーフ C カニューラ）を接続する際の視認性と操作性の向上

変更時期：2022 年 1 月中旬より順次



以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

