

2022年5月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「PICC キット」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具



— 記 —

販売名： PICC キット

対象カタログ番号：1930-23-P / 1940-23-P / 1945-23-WP

変更箇所： 穴あきドレープ

変更内容：

変更箇所	現	新
穴あきドレープ	 90 cm×90 cm	 120 cm×120 cm

変更理由： 感染対策を強化するため

変更時期： 2022年8月より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
1930-23-P	未定	未定
1940-23-P	22G0464	8月下旬
1945-23-WP	未定	未定

販 売 名： PICC キット

医療機器承認番号：21900BZX00862000

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDN コード：36257100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

