

2021年6月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

Kangaroo 経腸栄養製品 ISO 80369-3 (ENFit™) 対応製品 発売のご案内 第10号
カンガルー e ポンプ ポンプセット 発売のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「カンガルー e ポンプ ポンプセット (1000mL フィード&1000mL フラッシュセット)」を経腸栄養コネクタ形状を ISO 80369-3 に準拠したコネクタ形状に変更し、下記の通りに発売する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

現行規格品については、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善・改良および新製品の研究開発に努めて行く所存ですので、何卒ご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

販 売 名 : カンガルー e ポンプ ポンプセット
医療機器認証番号 : 218AABZX00036000
一 般 的 名 称 : ポンプ用経腸栄養注入セット
J M D N コード : 70376000
ク ラ ス 分 類 : II 管理医療機器

カタログ 番号	タイプ	JANコード	メーカー希望 小売価格
9736623	1000mL フィード& 1000mL フラッシュセット	4987578891949	37,500 円/箱

包装単位 : 30 セット/箱

再使用禁止 未滅菌品

カンガルー e ポンプ ポンプセット「既存規格品」「新規規格品」カタログ番号対比表

既存規格品		新規規格コネクタ (ISO 80369-3) 品	
カタログ番号	JAN コード	カタログ番号	JAN コード
973662	4987578108276	9736623	4987578891949

カンガルー e ポンプ ポンプセット「既存規格品」「新規規格品」変更箇所については別添の資料をご参照ください。

カンガルーe ポンプ ポンプセット 既存規格品 供給終了予定時期

カタログ番号	タイプ	発売終了予定時期
972055	500mL フィードセット	発売終了
973656	1000mL フィードセット	2021 年 6 月
974655R	RTH アダプタセット	2022 年 11 月
973662	1000mL フィード& 1000mL フラッシュセット	2022 年 11 月

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

