

2022年3月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SMAC プラス」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。





敬具

— 記 —

販売名： SMAC プラス

変更箇所： ①シリンジ / ②インサータ

変更内容：



変更箇所	現	新
①シリンジ	 12mL/6mL	 10mL/5mL
②インサータ		

変更理由： ①操作性向上のため / ②視認性向上のため

変更時期： 2022年4月より順次

(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

ルーメン	カタログ番号	①シリンジ	②インサータ	変更開始 ロット番号	変更時期
					
シングル	1316-12GFC	●	-	22D0359	5月中旬
	1916-08GM	-	●	22D0318	5月中旬
	1916-08GMJ	-	●	22D0334	5月下旬
	1916-23GM	-	●	未定	7月上旬
	191608GFX	●	●	未定	未定
	1916-08GMF	●	●	未定	7月中旬
	191608GMJF	●	●	未定	未定
	191608GZMF	●	-	未定	6月中旬
	191608ZFX	●	-	未定	未定
ダブル	131212WGFC	●	-	22D0356	5月上旬
	131223WGFC	●	-	22D0329	4月下旬
	13126WGFC	●	-	未定	5月下旬
	13128WGDFC	●	-	未定	6月中旬
	13128WGFC	●	-	22D0330	4月下旬
	1912-08WGM	-	●	22D0388	5月上旬
	1912-23WGM	-	●	22D0313	4月中旬
	1912-8WGMJ	-	●	未定	4月下旬
	1915-05WGM	-	●	未定	6月上旬
	1915-08WGM	-	●	22D0391	5月中旬
	1915-5WGEO	-	●	未定	6月上旬
	1916-8WGUM	-	●	未定	未定
	191208WGFX	●	●	未定	8月上旬
	191208WGMF	●	●	22D0315	4月下旬
	191208WMMFV	●	●	未定	8月上旬
	191208WZFX	●	-	未定	8月中旬
	191208WZYF	●	-	未定	4月下旬
	191223WGFX	●	●	未定	6月下旬
	191223WGMF	●	●	未定	6月上旬
	191223WZFX	●	-	未定	6月下旬
	191223WZMF	●	-	未定	6月下旬
	191223WZYF	●	-	未定	5月上旬
	19128WGMJF	●	●	未定	5月中旬
	19128WGMNF	●	●	22D0316	10月中旬
19128WGZMF	●	-	未定	4月下旬	
191508WGMF	●	●	22D0317	5月中旬	

トリプル	1315-3TG	-	●	22D0377	5月中旬
	1315-5TG	-	●	未定	5月下旬
	131212TGFC	●	-	22D0601	4月上旬
	131223TGFC	●	-	22D0340	4月下旬
	1312-6TGFC	●	-	22D0328	4月下旬
	13128TGFC	●	-	22D0341	4月下旬
	1315-5TGFC	●	●	未定	未定
	1912-08TGM	-	●	22D0345	4月下旬
	1912-23TGM	-	●	未定	9月上旬
	1912-8TGMJ	-	●	未定	5月中旬
	1915-05TGM	-	●	未定	未定
	1915-5TGEO	-	●	未定	7月中旬
	191208TGFX	●	●	未定	9月下旬
	191208TGFM	●	●	22D0314	4月下旬
	191208TMFV	●	●	未定	6月中旬
	191208TZFX	●	-	未定	7月中旬
	191208TZYF	●	-	未定	5月下旬
	191223TGFX	●	●	未定	7月上旬
	191223TGFM	●	●	未定	8月上旬
	191223TZFX	●	-	未定	5月上旬
	191223TZYF	●	-	未定	7月上旬
	19128TGMJF	●	●	未定	6月下旬
	19128TGMNF	●	●	未定	7月下旬
19128TGZMF	●	-	未定	5月上旬	
クワッド	1311-6QGFC	●	-	未定	5月中旬
	1311-8QGFC	●	-	22D0307	4月下旬

販売名：SMAC プラス

医療機器承認番号：21900BZX00953000

一般的名称：中心静脈用カテーテル

JMDN コード：10729100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

