

2023年2月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

## 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフアクセス 輸液セット」「セーフアクセス 輸液セット P」「セーフ T ポート」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

－ 記 －

販売名：

- ・セーフアクセス 輸液セット
- ・セーフアクセス 輸液セット P
- ・セーフ T ポート

変更内容：

内容	変更前	変更後
逆流防止弁		
添付文書記載の充てん量 (「セーフ T ポート(1883-T1)」のみ)	0.68mL	0.76mL

変更理由：

逆流防止弁の供給元を変更するため。

変更時期：

現在庫が完了次第、順次変更予定。



## CardinalHealth

販売名：セイファクセス 輸液セット  
医療機器認証番号：219ADBZX00124000  
クラス分類：Ⅱ 管理医療機器  
一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
JMDN コード：70371000

販売名：セイファクセス 輸液セット P  
医療機器認証番号：22700BZX00188000  
クラス分類：Ⅱ 管理医療機器  
一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット  
JMDN コード：70371000

販売名：セイフTポート  
医療機器認証番号：225AABZX00007000  
クラス分類：Ⅱ 管理医療機器  
一般的名称：汎用血液流路用ストップコック  
JMDN コード：35375012

変更後の電子化された添付文書を開覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>



【別紙】

対象カタログ番号一覧

販売名	認証番号	カタログ番号
セイフアクセス輸液セット	219ADBZX00124000	188PP2014H
		188PA20V2L
		18MX-IL12C
		188PP20V4L
		18BX-IL-8L
		188PP20V2L
		188PP2013H
		18MPP20-2H
		188X-IL-88
		188XAILV2
		188X-IL11L
		18MX-IL11C
		188X-IL-31
		188X-IL32C
		188X-IL18L
		18BX-IL-12
		18BX-IL13L
		188PP20-6L
		18MDA20V1L
		18MPP60-2H
188X-IL10L		
188DA2020L		
18MPC60V1C		
セイフアクセス輸液セット P	22700BZX00188000	18BPSIL-96
セイフ T ポート	225AABZX00007000	1883-T1