

2022 年 10 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。  
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を  
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

#### — 記 —

販売名： SMAC プラス / シース イントロデューサー セット / メディカット ガイド ワイヤ /  
マイクロニードル ポート

変更箇所： ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分（青）

変更内容：

変更箇所	現	新
ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分		 スライダー部分 6 mm短縮

変更理由： ガイドワイヤの Y サイトやプラスチックカニューラへの挿入性向上のため

変更時期： 2022 年 11 月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

## 対象カタログ番号と変更開始ロット番号

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	シングルルーメン	1916-06GMZ	23A0056	3月上旬
		191608GFX	未定	未定
		1916-08GM	22L0139	12月中旬
		1916-08GMF	23A0019	1月上旬
		1916-08GMJ	22M0145	2月上旬
		191608GMJF	未定	未定
		1916-08GMZ	22M0022	12月下旬
		191608GZMF	22M0184	2月上旬
		191608ZFX	未定	未定
		1916-23GM	22M0146	1月下旬
		1916-23GMZ	未定	3月上旬
		1918-6GEO	未定	未定
		1920-6GEO	未定	未定
		ダブルルーメン	191206WGMZ	23A0050
	191208WGFX		22M0068	未定
	1912-08WGM		22M0019	12月中旬
	191208WGMF		22M0021	1月上旬
	191208WGMZ		23A0052	12月下旬
	191208WMFV		未定	未定
	191208WZFX		22M0067	未定
	191208WZYF		未定	未定
	191223WGFX		未定	未定
	1912-23WGM		23A0049	未定
	191223WGMF		22M0117	1月上旬
	191223WGMZ		未定	3月下旬
	191223WZFX	未定	未定	
191223WZMF	未定	3月中旬		
191223WZYF	23A0054	未定		
19128WGMJF	22M0118	1月上旬		
19128WGMNF	未定	未定		
19128WGZMF	22M0130	1月中旬		
1912-8WGMJ	22L0118	2月上旬		
1915-05WGM	22M0119	1月中旬		

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	ダブルルーメン	1915-08WGM	22M0164	2月上旬
		191508WGMF	未定	未定
		1915-5WGEO	22M0165	3月中旬
		1916-8WGUM	未定	12月中旬
		1317-2WG	23A0016	1月下旬
		1317-3WG	未定	未定
		1317-5WG	22M0125	1月中旬
		1917-2WGEO	未定	3月中旬
		1917-3WGEO	23A0058	未定
		1917-5WGEO	未定	2月下旬
	トリプルルーメン	191206TGMZ	22M0161	3月中旬
		191208TGFX	未定	3月中旬
		1912-08TGM	22M0018	12月上旬
		191208TGMF	22M0020	12月中旬
		191208TGMZ	22L0136	1月下旬
		191208TMFV	22L0137	3月下旬
		191208TZFX	22M0127	未定
		191208TZYF	未定	未定
		191223TGFX	22M0128	未定
		1912-23TGM	未定	未定
		191223TGMF	未定	未定
		191223TGMZ	23A0053	2月上旬
		191223TZFX	未定	未定
		191223TZYF	未定	未定
		1912-8TGMJ	23A0018	2月中旬
		19128TGMJF	22M0129	2月上旬
		19128TGMNF	22L0138	12月下旬
		19128TGZMF	22L0119	11月下旬
		1315-3TG	22L0134	12月中旬
		1315-5TG	22L0358	1月上旬
		1315-5TGFC	22M0179	2月中旬
		1915-05TGM	未定	3月上旬
1915-5TGEO	22L0360	12月上旬		

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
シース イントロデューサー セット	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6180E07M	22M0131	2月下旬
	22G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6180E10M	22L0092	12月上旬
	20G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6180Z10M	未定	未定
	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190E07A	22L0418	11月下旬
	22G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190E07M	22K0113	11月中旬
	22G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6190E10M	22K0332	12月上旬
	20G 金属穿刺針 シース有効長：7 cm	1-6190Z07M	22K0114	11月下旬
	20G 金属穿刺針 シース有効長：10 cm	1-6190Z10M	22L0112	11月下旬
メディカット ガイド ワイヤ	45 cm アングルタイプ	1-AFC45-18	22L0129	3月中旬
	60 cm Jタイプ	1-AFC60-18	23A0026	未定
	44 cm アングルタイプ	1-JFC45-18	22L0130	12月下旬
	59 cm Jタイプ	1-JFC60-18	23A0027	3月上旬
マイクロニードル ポート	22G 金属穿刺針	1405-08A	22L0065	12月上旬
	20G 金属穿刺針	1405-08ZA	22K0001	11月上旬
	22G 金属穿刺針 シルバータイプ	1406-08A	22L0355	1月下旬
	20G 金属穿刺針 シルバータイプ	1406-08ZA	23A0042	2月下旬



販 売 名： SMAC プラス  
医療機器承認番号： 21900BZX00953000  
一 般 的 名 称： 中心静脈用カテーテル  
JMDN コード： 10729100

販 売 名： シース イントロデューサー セット  
医療機器承認番号： 20300BZZ00629000  
一 般 的 名 称： 心臓用カテーテルイントロデューサキット  
JMDN コード： 10598000

販 売 名： メディカット ガイド ワイヤー  
医療機器承認番号： 15900BZZ00384000  
一 般 的 名 称： 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ  
JMDN コード： 35094114

販 売 名： マイクロニードル ポート  
医療機器承認番号： 22600BZX00459000  
一 般 的 名 称： 長期的使用注入用植込みポート  
JMDN コード： 35911104

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

