

2023 年 1 月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品の仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。  
しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品を  
ご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

— 記 —

販売名： SMAC プラス / CV カテーテル セルジンガー キット / アスピレーションセルジンガーキット /  
蛍光尿管カテーテル

変更箇所： ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分

変更内容：

変更箇所	現	新
ガイドワイヤディスペンサ スライダー部分		 先端部形状変更（短縮およびスリム化）

変更理由： ガイドワイヤの Y サイトやプラスチックカニューラへの挿入性向上のため

変更時期： 2022 年 11 月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

## 対象カタログ番号と変更開始ロット番号

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期
SMAC プラス	シングルルーメン	1314-12G	23C0051	1月中旬
		1314-23G	23C0051	3月上旬
		1316-12G	22M0409	1月中旬
		1316-12GFC	23B0032	3月上旬
		1316-23G	23B0460	2月下旬
		1316-8G	未定	未定
		1318-12G	22M0017	変更完了
		1318-23G	23B0249	2月中旬
		1318-8G	22L0117	1月下旬
		1320-12G	未定	未定
	ダブルルーメン	1312-12WG	23A0014	1月中旬
		131212WGFC	23B0217	2月中旬
		1312-23WG	23A0033	1月下旬
		131223WGFC	23B0237	2月下旬
		1312-6WG	23C0047	3月下旬
		13126WGFC	23C0049	3月下旬
		1312-8WG	23B0023	2月上旬
		13128WGDFC	23B0470	5月上旬
		13128WGFC	23A0139	1月下旬
		1315-12WG	22M0158	変更完了
		1315-23WG	23B0026	2月中旬
		1315-5WG	22M0141	1月中旬
		1315-8WG	23B0226	2月下旬
		1317-12WG	22M0160	3月中旬
		1317-23WG	未定	未定
	1317-8WG	未定	未定	
	トリプルルーメン	1312-12TG	23A0031	2月上旬
		131212TGFC	23A0036	1月下旬
		1312-23TG	23A0032	1月下旬
		131223TGFC	23C0019	2月中旬
1312-6TG		22M0138	1月中旬	
1312-6TGFC		23A0034	1月下旬	
1312-8TG		23A0214	2月上旬	
13128TGFC		23A0138	1月中旬	

製品名	規格	カタログ番号	変更開始 ロット番号	変更時期	
SMAC プラス	クワッドルーメン	1311-6QGFC	23C0017	1月下旬	
		1311-8QGFC	23A0030	1月中旬	
CV セルジンガー キット	シングルルーメン	1714-12-G	23B0465	2月下旬	
		1714-20-G	23A0141	1月下旬	
		1716-08-G	未定	5月下旬	
		1716-12-G	23A0043	3月上旬	
		1716-20-G	23A0215	2月上旬	
		1718-12-G	22L0122	1月中旬	
		1718-20-G	22M0152	2月中旬	
		1720-12-G	23C0375	3月中旬	
	ダブルルーメン	1712-08WBG	未定	5月上旬	
		1712-12WBG	23B0034	3月上旬	
		1712-20WBG	23B0210	4月中旬	
		1714-08WBG	23B0482	2月中旬	
		1714-12WBG	22L0364	1月中旬	
		1714-20WBG	22M0133	変更完了	
		1716-08WBG	22L0351	変更完了	
		1716-12WBG	22L0352	変更完了	
		1716-20WBG	22M0172	変更完了	
		1718-08WBG	未定	未定	
		1718-12WBG	22L0143	1月中旬	
	1718-20WBG	未定	5月上旬		
	トリプルルーメン	1712-08TBG	22M0169	1月中旬	
		1712-12TBG	23B0209	1月中旬	
		1712-20TBG	未定	未定	
	蛍光尿管カテーテル	カテーテル先端 ピッグテイル	4600-6P	未定	未定
		カテーテル先端 ストレート	4600-6S	22M0242	変更完了
	アスピレーションセルジンガーキット	カテーテル先端 ストレート	5630-530	23A0315	3月上旬
			5630-820	23B0284	1月下旬
カテーテル先端 ピッグテイル		5630-820P	23A0170	1月中旬	



**CardinalHealth**

販 売 名： SMAC プラス

医療機器承認番号： 21900BZX00953000

一般的名称： 中心静脈用カテーテル

JMDN コード： 10729100

販 売 名： CV カテーテル セルジンガー キット

医療機器承認番号： 20200BZZ00124000

一般的名称： 中心静脈用カテーテル

JMDN コード： 10729100

販 売 名： アスピレーションセルジンガーキット

医療機器承認番号： 21200BZZ00302000

一般的名称： 心膜排液用カテーテル

JMDN コード： 10741102

販 売 名： 蛍光尿管カテーテル

医療機器承認番号： 30100BZX00188000

一般的名称： 単回使用尿管照明用カテーテル

JMDN コード： 32035000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

