

2021年8月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「トロッカー アスピレーション キット」の包装トレイの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

#### — 記 —

販売名： トロッカー アスピレーション キット

変更箇所： 包装トレイ

変更内容： 材質を PVC（ポリ塩化ビニル）から PP（ポリプロピレン）に変更

変更箇所	現	新
包装トレイ		

(カタログ番号：5620-0809 の例)

※包装サイズ、製品自体に変更はございません。

変更理由： 供給元による仕様変更のため

変更時期： 2021年9月より順次

(カタログ番号ごとの在庫状況により変更時期が多少前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	カテーテル外径(mm)	カテーテル長さ(cm)	変更開始ロット番号
5620-0609	2.3(6Fr)	9	未定
5620-0620		20	21J0397
5620-0809	2.9(8Fr)	9	未定
5620-0820		20	21K0201
5620-1220	4.2(12Fr)		21J0179

販売名：トロッカー アスピレーション キット

医療機器承認番号：16200BZZ01117000

一般的名称：滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル

JMDN コード：70306000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

