

2021年6月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフ バイアクセス」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —





販売名：セーフ バイアクセス

カタログ番号：1880-BIN,1880-BI

医療機器届出番号：22B1X00007NS015A

一般的名称：静脈ライン用コネクタ（JMDNコード：17501000）

変更内容：下図の通り

変更内容	現	新
①1 段目太さ変更		
②シリコンオイル塗布範囲拡大		

※画像：1880-BIN

変更理由：薬剤バッグ、薬剤バイアル等へ本品を挿入（穿刺）した際の安定

変更時期：2021年8月より順次

（在庫状況による前後する場合がございます。）

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

