

2022年1月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「サクシオン カテーテル」、「サクシオン カテーテル コレクション トラップ付」、「デーリー サクシオン カテーテル」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。



敬具

— 記 —

販売名：サクシオン カテーテル
 サクシオン カテーテル コレクション トラップ付
 デーリー サクシオン カテーテル

変更箇所：カテーテル深度目盛り

変更内容：カテーテル深度目盛りをカテーテル先端より5cm から印字

変更箇所	現	新
カテーテル 深度目盛り	 <p>カテーテル先端より8cm から印字</p>	 <p>カテーテル先端より5cm から印字</p>

※2530-XXXX、2533-XXXX、2550-XXXX、2553-の例

変更理由：日本産業規格 JIS T 3251 の改訂に伴う変更

変更時期：別紙①、②参照

対象カタログ番号と変更開始ロット番号：別紙①、②参照



販売名 : サクシオン カテーテル
医療機器認証番号 : 225AABZX00030000
一般医療機器 : 気管支吸引用カテーテル
JMDN コード : 31249000

販売名 : サクシオン カテーテル コレクション トラップ付
医療機器認証番号 : 224AABZX00196000
一般医療機器 : 吸引キット
JMDN コード : 13846000

販売名 : デーリー サクシオン カテーテル
医療機器認証番号 : 224AABZX00142000
一般医療機器 : 吸引キット
JMDN コード : 13846000

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>



別紙①：変更時期、対象カタログ番号、変更開始ロット番号
 (在庫状況により前後する場合がございます。)

製品名	品番	出荷開始時期	初回ロット
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2510-05-M	2022年6月頃	未定
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2510-08-M	2022年5月頃	未定
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2510-65M45	2022年4月頃	未定
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2513-05M35	2022年4月頃	未定
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2513-08M42	2022年3月頃	22C0291
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2513-65M35	2022年6月頃	未定
サクシオン カテーテル (クードチップ™型)	2524-08-M	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-04P35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-05-M	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-05-MS	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-05-MT	2022年3月頃	22C0292
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-05P35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-05P45	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-08-M	2022年5月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-08-MT	2022年5月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-65M35	2022年6月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-65M45	2022年3月頃	22B0056
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-65P35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-65P45	2022年4月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2530-65T45	2022年6月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2532-08	2022年6月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-05M35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-05M45	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-06M35	2022年3月頃	22C0293
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-06M45	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-08M42	2022年3月頃	22B0057
サクシオン カテーテル (デーリーチップ™型)	2533-65M35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-05M35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-05M45	2022年3月頃	22B0458
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-06M35	2022年4月頃	未定
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-06M45	2022年3月頃	22B0058
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-08M45	2022年3月頃	22C0282
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-65M35	2022年3月頃	22C0294
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2550-65M45	2022年3月頃	22B0064
サクシオン カテーテル (エアロフロ-™チップ型)	2553-05M35	2022年7月頃	未定



別紙②：変更時期、対象カタログ番号、変更開始ロット番号
(在庫状況により前後する場合がございます。)

製品名	品番	出荷開始時期	初回ロット
サクシオン カテーテル (エアロフロー™チップ型)	2553-08M35	2022年5月頃	未定
サクシオン カテーテル (エアロフロー™チップ型)	2553-08M45	2022年3月頃	22C0295
サクシオン カテーテル (エアロフロー™チップ型)	2553-65M35	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル (エアロフロー™チップ型)	2553-65M45	2022年5月頃	未定
サクシオン カテーテル コレクション トラップ付	2582-05	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル コレクション トラップ付	2530-65CTF	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル コレクション トラップ付	2530-65CTS	2022年7月頃	未定
サクシオン カテーテル コレクション トラップ付	2533M65CTS	2022年7月頃	未定
デーリー サクシオン™ カテーテル	2575-20	2022年6月頃	未定