

2021年10月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SCD700 シリーズ」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間 新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

【対象製品】





販売名：SCD700 シリーズ

医療機器認証番号：223AABZX00029000

一般的名称：逐次型空気圧式マッサージ器

変更箇所：コンフォートスリーブ

変更内容：人形マークの印字位置とランディングゾーンのデザイン

変更箇所	現	新
内側		 人形マークは外側に移動
外側		 ランディングゾーンの色が青から無地に変更

※写真はカタログ番号 74022 膝丈タイプの例です。

変更理由：製造元によるデザイン変更のため

変更時期：74021/74022/74023 は 2021 年 12 月頃より順次、その他品番は入荷し次第（在庫状況により前後する場合がございます。）

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	初回ロット番号	
	コスタリカ製造品	ドミニカ共和国 製造品
74010	生産していません。	10701Y01D
74011	生産していません。	10950Y05D
74012	生産していません。	10681Y01D
74013	生産していません。	11140Y05D
74021	2108900081	10741Y06D
74022	2108900086	生産していません。
74023	生産していません。	10751Y06D
74041	生産していません。	10781Y05D
74042	生産していません。	10761Y06D
74043	生産していません。	10771Y05D

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

