

2021年8月

お客様各位

日本コヴィディエン株式会社

仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフアクセス 輸液セット F」の 1.2μmフィルタタイプの仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —




販売名：セーフアクセス 輸液セット F

カタログ番号：18FS-IL12A,18FS-IL12C

医療機器認証番号：224AABZX00179000

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット（JMDNコード：70371000）

製造販売元：フォルテ グロウ メディカル株式会社

	カタログ番号	チューブ長	形状	内容量
現	18FS-IL12A	110cm		1.25mL
	18FS-IL12C			1.21mL
新	18FS-IL12A	130cm		1.46mL
	18FS-IL12C			1.42mL

変更理由：チューブ長を伸ばし、使用時の取り回し等を改善するため

変更時期：2021年8月中旬より順次

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

日本コヴィディエン株式会社 製品情報・FAQ サイト

<https://www.pa-solution.net/as/scope3/cardinalhealth/web/>

