


モノジェクト™ サリバエジェクター

自在に曲げられ あらゆる角度に調節可能な 吸引チューブ

- チューブ内に金属ワイヤーが入っているため、自由な角度に曲げることが可能です。
- 先端チップは口腔粘膜にはりつきにくく、口腔内の貯留物の除去に適しています。



カタログ番号	長さ (cm)	チューブ外径 (mm)	先端チップ外径 (mm)
450004	14.5	6.0	10

包装単位：1,000本/箱 (250本/袋×4) チューブ材質：ポリ塩化ビニル

未滅菌品

製品規格

一般的名称 : 単回使用歯科用吸引カニューレ
販売名 : モノジェクト サリバエジェクター
医療機器認証番号 : 22B1X00007KD005A
クラス分類 : I 一般医療機器

製品情報・
FAQサイトは
こちら




CardinalHealth™

cardinalhealth.jp

お問い合わせ先
カーディナルヘルス株式会社
TEL 0120-917-205