

2024年1月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

仕様変更のご案内



拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度 SMAC プラス、CV カテーテル セルジンガー キットの仕様を変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名： SMAC プラス / CV カテーテル セルジンガー キット
変更箇所： ガイドワイヤ
変更内容： 深度目盛の変更

	外観
現仕様品	 <p>10cm 毎</p>
新仕様品	 <p>5cm 毎</p>

変更理由： ガイドワイヤ挿入時の安全性向上のため
変更時期： 2023年11月より順次
(在庫状況による前後する場合がございます。)

対象カタログ番号と変更開始時期

SMAC プラス

カタログ番号	規格	変更開始 ロット番号	変更時期
1318-8G	シングルルーメン 18G×20cmタイプ	未定	2024年3月下旬
1318-12G	シングルルーメン 18G×30cmタイプ	未定	未定
1315-12WG	ダブルルーメン 15G×30cmタイプ	23L0203	2024年1月中旬
1315-23WG	ダブルルーメン 15G×60cmタイプ	23K0233	2023年11月下旬

CV カテーテル セルジンガー キット

カタログ番号	規格	変更開始 ロット番号	変更時期
1718-12-G	シングルルーメン 18G×30cmタイプ	23M0118	2024年1月上旬
1714-12WBG	ダブルルーメン 14G×30cmタイプ	23M0167	2024年1月下旬
1714-20WBG	ダブルルーメン 14G×50cmタイプ	23L0178	2024年1月上旬

販売名：SMAC プラス

医療機器承認番号：21900BZX00953000

一般的名称：中心静脈用カテーテル

JMDN コード：10729100

販売名：CV カテーテル セルジンガー キット

医療機器承認番号：20200BZZ00124000

一般的名称：中心静脈用カテーテル

JMDN コード：10729100

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。
カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト
<https://cardinalhealth-info.jp/>

