




高分子ブルージェル + X線透過タイプの エクセルシリーズ



カタログ番号: 31452389 (エクセルシリーズ)



カタログ番号: ES40025 (エクセルシリーズ)



カタログ番号: ES40281 (ソフトEシリーズ)

Kendall™

ケンドール™ 電極エクセル&ソフトEシリーズ

- エクセルシリーズは、X線透過型のカーボン製タブを使用しています。高分子ハイドロフィンジェルにより、ほどよい粘着力と皮膚への刺激低減を実現しました。
- 全面ジェル+ソフトクロス素材のソフトE シリーズ
- ソフトE シリーズは、ハイドロフィンジェルとソフトクロス素材を使用。
- きめ細やかな布素材で肌触りを向上させました。

エクセル&ソフトEシリーズ

製品名	カタログ番号	基材	直径 (mm)	備考	包装単位
エクセル SF	31452389	フォーム	45	X線透過タイプ	10袋/箱 (50個/袋)
エクセル AC	ES40025	クロス			
ソフト E H69P (S)	ES40281	ソフトクロス	22×22	-	15袋/箱 (30個/袋)
ソフト E H59P (M)	ES40076		22×33	-	
ソフト E H49P (L)	ES40030		34×34	-	

製品規格
一般的名称: 単回使用心電用電極
販売名: ケンドール電極
医療機器届出番号: 22B1X00007LD005A
クラス分類: I 一般医療機器

お問合せ先
カーディナルヘルス株式会社
Tel. 0120-917-205



製品情報・FAQ
サイトはこちら

