

2024年2月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフアクセス 輸液セット F」の仕様を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。







弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内傍々お願い申し上げます。

敬具

— 記 —

販売名 : セーフアクセス 輸液セット F

変更箇所 :

内容	変更前	変更後
個包装パウチ		 「脂肪製剤用」ラベル貼付
ルアープラグ (18FS-IL12Cのみ)		 ルアープラグにキャップを取付
スリーブチューブ (18FS-IL12Aのみ)		 パーツ変更

変更理由：個包装パウチ：別孔径のフィルタとの区別をしやすいするため。

ルアープラグ：開封時に不潔になるリスクを軽減するため。

スリーブチューブ：製造工程を改善するため。

変更時期：2024年5月より順次

(在庫状況により前後する場合がございます)

対象カタログ番号と変更開始ロット番号

カタログ番号	ロット番号
18FS-IL12C	240125
18FS-IL12A	未定

販売名：セイフアクセス 輸液セット F

医療機器認証番号：224AABZX00179000

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット

JMDN コード：70371000

製造販売元：フォルテグロウメディカル株式会社

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

