

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

SCD700 シリーズ パーツ カタログ番号と仕様変更のご案内

謹啓 お客様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、SCD700 シリーズの電源コードにつきまして、カタログ番号と仕様が変更となりますのでご案内申し上げます。

今後ともパーツの供給維持、及びお客様への品質確保に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【カタログ番号変更】

カタログ番号	JANコード	メーカー希望小売価格
(旧) F090740	4987742202328	2,300 円/本
(新) 93120-SP	4987578902768	2,300 円/本

【仕様変更】

カタログ番号	外径	定格電流
(旧) F090740	18AWG(1.024mm)	10A
(新) 93120-SP	16AWG(1.290mm)	13A

需要の変動により前後する可能性はございますが、F090740 の在庫は 2024 年 6 月頃に無くなる見込みです。尚、F090740, 93120-SP は中国およびシンガポール工場で生産された両方の SCD700 シリーズへご使用いただくことが可能です。両工場で生産された SCD700 シリーズの違いにつきましては、「SCD700 シリーズ」工場移管に伴うラベル・電源コードの仕様変更のご案内もご参照ください。

【上記のパーツを使用する対象製品】

販売名 : SCD700 シリーズ

医療機器認証番号 : 223AABZX00029000

一般的名称 : 逐次型空気圧式マッサージ器

JMDNコード : 16837000

クラス分類 : II 管理医療機器、特定保守管理医療機器

カタログ番号 : 295257

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>



以上