

2024年3月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「Thopaz+吸引器」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内傍々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : Thopaz+吸引器

改訂内容 :

改訂前	改訂後
<p>【使用方法】</p> <p>&lt;使用後の操作&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 電源をオフにする</li><li>② チューブクランプを使って患者チューブをクランプする</li><li>③ 患者カテーテルをクランプする</li><li>④ 「スタンバイ」を3秒以上長押しすると、圧が切れる</li><li>⑤ 電源ボタンを押して電源をオフにする</li><li>⑥ キャニスターの固定を解除して取り外し、密閉キャップで密封する</li><li>⑦ 施設のガイドラインに従って、使用済キャニスターとチューブを廃棄する</li></ol>	<p>【使用方法等】</p> <p>&lt;使用後の操作&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源をオフにする</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>① チューブクランプを使って患者チューブをクランプする</li><li>② 患者カテーテルをクランプする</li><li>③ 「スタンバイ」を3秒以上長押しすると、圧が切れる</li><li>④ 電源ボタンを押して電源をオフにする</li><li>⑤ キャニスターの固定を解除して取り外し、密閉キャップで密封する</li><li>⑥ 施設のガイドラインに従って、使用済キャニスターとチューブを廃棄する</li></ol>

改訂理由 : 誤植があった為、記載を修正した。

販売名 : Thopaz+吸引器

製品名 : Thopaz+吸引器

医療機器認証番号 : 228AABZI00016000

クラス分類 : II 管理医療機器

一般的名称 : 電動式低圧吸引器

JMDNコード : 34860020



## CardinalHealth

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号（GS1 コード）からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内”をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

