

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

### 電子化された添付文書の改訂のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「SMAC プラス」の電子化された添付文書を下記の通り変更する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

弊社と致しましては、今後とも製品の改善改良及び新製品の研究開発に努め、ご使用者のご要望に適った製品をご案内する所存ですので、何卒宜しくご愛顧の程、ご案内旁々お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

販売名 : SMAC プラス

改訂内容 :

改訂前	改訂後
【使用上の注意】 1.重要な基本的注意 ●セーフ A プラグやセーフ C カニューラなど本品の耐圧タイプのカテーテル以外のパーツを高圧注入時に使用しないこと。	【使用上の注意】 1.重要な基本的注意 ●本品の耐圧タイプのカテーテル以外のパーツを高圧注入時に使用しないこと。

改訂理由 : カテーテル以外のパーツは、耐圧タイプではないことを明確にするため。

販売名 : SMAC プラス

製品名 : SMAC プラス (耐圧タイプ)

医療機器承認番号 : 21900BZX00953000

クラス分類 : IV 高度管理医療機器

一般的名称 : 中心静脈用カテーテル

JMDN コード : 10729100

変更後の電子化された添付文書を閲覧される際は、専用アプリ「添文ナビ」をスマートフォンやタブレット端末にインストールして、容器または被包に記載された符号 (GS1 コード) からご覧いただくか、従来通り PMDA ホームページから検索してご覧いただけますようお願い致します。詳細については別添資料「電子化された添付文書」のご案内をご参照ください。

紙の添付文書を必要とされる場合には、弊社営業担当者にお問合せください。

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

