

2024年5月

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

販売中止および代替品のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社販売製品「PICC キット II」を、製造販売業者変更に伴い現在の在庫を持ちまして販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

今後につきましては、下記の通り代替製品をご用意致しておりますので、ご検討を頂ければ幸甚に存じます。

長きに亘りご愛顧を賜りまして心より感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き弊社製品のご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

【販売中止製品】

販売名：PICC キット II

医療機器承認番号：22700BZX00109000

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDNコード：36257100

クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

製造販売業者：東洋紡株式会社

販売終了時期：在庫がなくなり次第販売終了となります（カタログ番号によって販売終了時期が異なります）

【代替製品】

販売名：PICC キット

製品名：Argyle™ Fukuroi PICC キット 合成高分子コーティングタイプ

医療機器承認番号：21900BZX00862000

一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル

JMDNコード：36257100

クラス分類：クラスIV 高度管理医療機器

製造販売業者：カーディナルヘルス株式会社

以上

【販売中止製品】 PICC キット II

カタログ番号	規格	JAN コード	メーカー希望 小売価格
1930-18GS	外径 1.0mm(3Fr.) シングルルーメン 45cm タイプ	4965838907111	96,325 円/箱
1930-23GS	外径 1.0mm(3Fr.) シングルルーメン 60cm タイプ	4965838907135	96,325 円/箱
1940-18GS	外径 1.3mm(4Fr.) シングルルーメン 45cm タイプ	4965838907128	96,325 円/箱
1940-23GS	外径 1.3mm(4Fr.) シングルルーメン 60cm タイプ	4965838907142	96,325 円/箱
1945-18WGS	外径 1.5mm(4.5Fr.) ダブルルーメン 45cm タイプ	4965838907159	100,425 円/箱
1945-23WGS	外径 1.5mm(4.5Fr.) ダブルルーメン 60cm タイプ	4965838907166	100,425 円/箱

包装単位：5キット/箱

再使用禁止 / エチレンオキサイドガス滅菌済み









【代替製品】 PICC キット 合成高分子コーティングタイプ

カタログ番号	規格	JAN コード	メーカー希望 小売価格
1930-18GC	外径 1.0mm(3Fr.) シングルルーメン 45cm タイプ	4987578900832	96,325 円/箱
1930-23GC	外径 1.0mm(3Fr.) シングルルーメン 60cm タイプ	4987578900849	96,325 円/箱
1940-18GC	外径 1.3mm(4Fr.) シングルルーメン 45cm タイプ	4987578900856	96,325 円/箱
1940-23GC	外径 1.3mm(4Fr.) シングルルーメン 60cm タイプ	4987578900863	96,325 円/箱
1945-18WGC	外径 1.5mm(4.5Fr.) ダブルルーメン 45cm タイプ	4987578900870	100,425 円/箱
1945-23WGC	外径 1.5mm(4.5Fr.) ダブルルーメン 60cm タイプ	4987578900887	100,425 円/箱

包装単位：5キット/箱

再使用禁止 / エチレンオキサイドガス滅菌済み

販売中止製品/代替製品 比較

変更箇所	販売中止製品	代替製品
カテーテル分岐部		
プラスチックカニューラ針	 <p data-bbox="555 931 866 965">20G プラスチックカニューラ針</p>	 <p data-bbox="1066 931 1377 965">22G プラスチックカニューラ針</p>
ガイドワイヤ		 <p data-bbox="1007 1290 1437 1323">先端から 20/30/40/50cm に目盛追加</p>
ドレープ	 <p data-bbox="635 1556 786 1585">90cm×90cm</p>	 <p data-bbox="1134 1556 1313 1585">120cm×120cm</p>

* カテーテルの合成高分子コーティングに変更はございません

切替対照表と変更時期（在庫状況により前後する場合がございます。）

カタログ番号	カテーテル			→	カタログ番号	カテーテル			変更時期
	外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)			外径 (mm)	タイプ (cm)	有効長 (cm)	
1930-18GS	1.0 (3Fr.)	45	40	→	1930-18GC	1.0 (3Fr.)	45	40	未定
1930-23GS	1.0 (3Fr.)	60	55	→	1930-23GC	1.0 (3Fr.)	60	55	6月下旬頃
1940-18GS	1.3 (4Fr.)	45	40	→	1940-18GC	1.3 (4Fr.)	45	40	12月下旬頃
1940-23GS	1.3 (4Fr.)	60	55	→	1940-23GC	1.3 (4Fr.)	60	55	10月下旬頃
1945-18WGS	1.5 (4.5Fr.)	45	40	→	1945-18WGC	1.5 (4.5Fr.)	45	40	6月中旬頃
1945-23WGS	1.5 (4.5Fr.)	60	55	→	1945-23WGC	1.5 (4.5Fr.)	60	55	12月下旬頃

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

