

# 吸収性に優れ 経済的



## Curity™ キュリティ™ 多目的スポンジ キュリティ™ 多目的スポンジE

レーヨン／ポリエステル混紡生地で加工されているので、毛立ちがなく丈夫です。

- 軟膏の塗布
- 浸出液、血液の吸収
- スライドガラスの清掃
- 針の清拭



カタログ番号	製品名	規格	ケース入数(枚)
K9022WC	キュリティ™ 多目的スポンジ	5×5 cm	8000 (200/袋×40袋)
K9023WC		7.5×7.5 cm	4000 (200/袋×20袋)
K9024WC		10×10 cm	2000 (200/袋×10袋)
K9026WC		7.5×10 cm	2000 (200/袋×10袋)

※未滅菌(4ツ折)

製品規格  
 一般的名称: 医療用不織布  
 販売名: キュリティ 多目的スポンジ  
 医療機器届出番号: 22B1X00007KD008A  
 クラス分類: I 一般医療機器

製品規格  
 一般的名称: 医療用不織布  
 販売名: キュリティ 多目的スポンジE  
 医療機器届出番号: 22B1X00007KD009A  
 クラス分類: I 一般医療機器

カタログ番号	製品名	規格	ケース入数(枚)
K8042WC	キュリティ™ 多目的スポンジE	5×5 cm	3000 (2/包×25包/箱×60箱)
K8043WC		7.5×7.5 cm	2400 (2/包×25包/箱×48箱)
K8044WC		10×10 cm	1200 (2/包×25包/箱×24箱)
K8046WC		7.5×10 cm	1200 (2/包×25包/箱×24箱)

※滅菌済(4ツ折)

お問合せ先  
 カーディナルヘルス株式会社  
 Tel. 0120-917-205



製品情報  
 サイトはこちら

