

お客様各位

カーディナルヘルス株式会社

カンガルー eポンプ修理パーツ販売中止のご案内

謹啓 貴院におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社製品「カンガルー eポンプ」の下記の修理パーツ販売を中止する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

謹白

記

【販売中止修理パーツ】

カタログ番号	パーツ名	JANコード
F31878	E-PUMP バッテリーケース	4987742194739

販売終了理由：海外製造元からの供給停止のため

販売終了時期：在庫がなくなり次第販売終了

【代替修理パーツ】

カタログ番号	パーツ名	補足
F31923	E-PUMP 本体後ケース	・パーツ販売は行っていません ・F31878 が組み合わされたパーツです

カタログ番号 F31878 の交換が発生した場合、弊社へ修理依頼をかけていただき、カタログ番号 F31923 を交換する修理対応となります。修理依頼につきましては、弊社営業担当者へご連絡ください。

【上記の修理パーツを使用する対象製品】

販売名：カンガルー eポンプ

医療機器承認番号：21800BZY10168000

一般的名称：経腸栄養用輸液ポンプ

JMDNコード：13209000

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

カタログ番号：782400

以上

■ご案内文書はこちらからもご参照いただけます。

カーディナルヘルス株式会社 医療関係者向け製品情報サイト

<https://cardinalhealth-info.jp/>

